

PHILIPS

Energilampa

EnergyUp

Intense Blue



HF3420/03



Bli piggare på naturlig väg med hjälp av ljus

Kompakt, blått ljus – lika energigivande som dagsljus

Philips EnergyUp är en bärbar energilampa som använder dagsljusets naturliga kraft för att höja energinivån och humöret. Det behövs bara 20–30 minuter per dag för att du ska känna dig piggare och mer alert så att du kan prestera när det gäller.

Kliniskt bevisat: piggar upp naturligt med hjälp av ljus

- Fyller på energidepåerna, gör dig piggare och förhöjer humöret
- Motar bort energisvackor, trötthet och vinterdepression
- Ljus stimulerar energinivåerna naturligt och passar en hälsosam livsstil
- Oberoende forskning bekräftar förhöjda energinivåer

Kompakt design som du kan använda var som helst, när som helst

- Lika effektiv som större belysning med vitt ljus på 10 000 lux
- Resultat på bara 20–30 min/dag. Kan användas medan du läser och arbetar

Avancerade LED-lampor från Philips ger behagligt ljus

- Påverkar välbefinnandet likt en solig, blå himmel
- Jämn ljusstyrka, ultimat bekvämlighet för ögat
- 100 % UV-fritt ljus – säkert för ögon och hud
- Över 100 år av belysning från Philips och kunskap inom hälsovård

Funktioner

Höjer energinivåerna

Dagens fartfyllda moderna livsstil kräver toppform hela dagen – men även de starkaste personerna utsätts för energidalar eller svackor, särskilt när det råder brist på naturligt dagsljus, som på ett kontor på vintern. EnergyUp motverkar dalar och förbättrar solljusets naturliga energigivande effekt för att stimulera kroppen och göra dig piggare. Bara en enda session på 20–30 minuter har bevisats vara effektivt, så använd EnergyUp när du måste ladda batterierna. Kanske för att komma igång på morgonen, pigga till efter lunchen eller bibehålla energinivån under dagen.

Motverkar energisvackor

Bristen på ljus under de mörka vintermånaderna gör att många människor upplever en märkbar svacka i sin energinivå och de blir nedstämda när hösten kommer. Det kallas "vintertrötthet" (eller halvårstidsbunden depression, sub-SAD). Symptomen kan få den drabbade att känna sig låg, håglös och trött i flera veckor eller t.o.m. månader, vilket påverkar både personliga prestationer och humöret. Philips EnergyUp motverkar sådana symptom på vintertrötthet med solljusets naturliga energigivande effekt, så att kroppen kan behålla sommarens livskraft under de mörka vintermånaderna.

Ljus är en naturlig energikälla

Dagsljus är viktigt för välbefinnandet och för att vi ska kunna hålla formen och vara pigga hela dagen – precis som hälsosam kost och regelbunden träning. Philips EnergyUp efterliknar dagsljusets naturliga, uppiggande kraft en klar, solig dag, och stimulerar speciella receptorer i ögonen som utlöser kroppens naturliga svar på solljus. Det här hjälper dig att känna dig mer energisk, aktiv och pigg. De dagar när din energinivå är låg och du är trött främjar EnergyUp livskraften på ett naturligt sätt.

Kliniskt dokumenterade fördelar

EnergyUp har kliniskt bevisats förbättra energinivåer, vakenhet och humör, vilket bidrar till att bekämpa vintertrötthet [1], och hjälpa mot vinterdepression [2, 3]. Oberoende forskning visar att 70 % av de människor som provade EnergyUp Intense Blue kände att deras energinivåer höjdes efter bara två veckor

(studie med 823 deltagare i Storbritannien 2011 av Bzz Agent). Ytterligare 84 % var nöjda med det sätt EnergyUp Intense Blue hjälpte dem att bekämpa vintertröttheten (studie med 229 deltagare i Nederländerna 2011 av MetrixLab).

Endast 20–30 minuter per dag



Bara 20–30 minuter om dagen med EnergyUp har visat sig pigga upp och främja en positiv stämning. Placera Energy Light på en armlängds avstånd och så att ljuset når dina ögon. Du behöver inte titta direkt in i ljuset, så att du kan göra flera saker medan du använder EnergyUp, som att äta frukost, arbeta eller läsa. Eftersom ljuset är fritt från UV-strålning och bekvämt och säkert för ögonen kan du använda den så länge du vill under dagen (om den används på kvällen eller före sänggående det kan fördröja insomningen). Med daglig användning känner du sannolikt av EnergyUp-lampans energigivande effekt inom 1–2 veckor.

Ultimat bekvämlighet för ögat



I EnergyUp används ett unikt belysningsystem för fullständig bekvämlighet för ögat. En unik kombination av diffusers, reflexer och filter fördelar den kraftfulla LED-belysningen jämnt över hela ytan på skärmen. Det kontrollerar bländning och förhindrar att ljusa punkter, vilket ger ett spritt ljus som är alltid bekvämt och behagligt.

UV-fri



Det rena blå ljuset från EnergyUp ökar energinivån naturligt. Effekten är densamma som på en solig dag, men utan riskerna med UV-strålning från solen.

Utvecklad av Philips



Philips grundades för mer än hundra år sedan som en pionjär inom prisvärda glödlampor och senare använde de sin expertis inom vakuumrörteknik för att utveckla en av världens första maskiner för röntgenbilder. Än idag är Philips ett globalt ledande företag inom belysning och hälsovård, som drivs av en önskan att förbättra människors liv runt om i världen varje dag genom att skapa innovationer som har betydelse för dig. Det här stolta arvet fortsätter med EnergyUp, en innovativ produkt som bygger på alla Philips erfarenhet som ett ledande företag inom belysning, sjukvård och konsumentteknik.

Kompakt, bärbar utformning

EnergyUp Intense Blue-lampans blå ljus är den effektivaste typen av uppiggande ljus, och kräver bara 200 lux för att uppnå en effekt som liknar 10 000 lux med vitt ljus. Det blå ljusets höga effektivitet garanterar att EnergyUp Intense Blue är vår hittills minsta uppiggande lampa. Du kan ta med dig den här energilampan överallt, samtidigt som den passar alla bord hemma eller på kontoret. Placera helt enkelt EnergyUp på en armlängds avstånd och inom ditt synfält och justera stället så att ljuset når dina ögon.

Specifikationer

Välbefinnande med ljus

Öka energinivån
Bli piggare
Känna sig mer utvilad
Bekämpa vintertrötthet/depression
Lyfter ditt humör
Bekämpa jetlag

Behagligt ljus

Särskilt blått ljus
Liknande effekt som 10 000 lux
Jämn skärmljusstyrka

Lättanvänd

Inställningar för ljusintensitet: 3
På/av-knapp
Enknappsdrift

Bärbar

Liten, kompakt design

Tekniska

Nätadapter: 10 W
Volt: 100/240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Isolering, stickkontakt: Klass II (dubbel isolering)
Typ av lampa: HighPower LED
Livslängd för lampor: 10 000 timmar
Sladdlängd: 180 cm

Vikt och mått

Produktstorlek: 14,3 x 14,3 x 3,5 cm
Produktvikt: 0,35 kg
F-låda, mått: 18,0 x 18,9 x 10,4 (B x H x D) cm
Huvudkartong: 2
F-låda, vikt: 0,9 kg

Logistisk information

Ursprungsland: Kina
CTV-kod: 884343001

Säkerhet och regler

Direktiv om medicintekniska produkter:
93/42/EEG och 2007/47/EG
CE 0344-certifierad
UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning

