

PHILIPS

sonicare

„AirFloss Pro/Ultra“
– bandomasis

1 antgalis



HX8341/01



Trigubai pagerina danteny sveikatą

Veiksmingumas atitinka reikalavimus, keliamus retai naudojant dantų siūlą

Kliniškai įrodyta, kad „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“**** danteny sveikatą gerina taip veiksmingai, kaip dantų siūlas.* Be to, iki 97 % žmonių, kurie nereguliariai naudoja dantų siūlą ir išbandė „AirFloss Pro/Ultra“, danteny sveikata pagerėjo.*

Pagerina pacientų burnos sveikatą

- Pašalina iki 99,9 % apnašų***
- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Pranašiausia technologija

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

Lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes
- Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!
- Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį


Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų



„AirFloss Ultra“ gydymose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.**

Mikrolašelių technologija



Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

Lengva pradėti



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Išvalo vos per 60 sekundžių



Su „AirFloss Pro/Ultra“ pacientai išsivalys visą burną greičiau nei per 60 sek. per dieną. Pacientai tiesiog pasirenka norimą purškimo dažnumą (viengubas, dvigubas arba trigubas) ir laiko nuspaudę įjungimo mygtuką, kad būtų automatiškai nuolat purškama, arba paspaudžia ir atleidžia mygtuką naudodami rankinį purškimo režimą.

Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį




Pacientai gali naudoti su burnos skalavimo skysčiu, kad jaustų didžiausią gaivą ir priešmikrobinę naudą.

Padeda išvengti ertmių tarpdančiuose




Su „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“ švelniai išvalomos šepetėliu nepasiekiamos apnašos, todėl pacientų tarpdančiuose nesiformuoja ertmės.

Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomišką.

Trijų plūpsnių pritaikymas



„AirFloss Pro/Ultra“ purškimo galingumą galima reguliuoti taip, kaip patinka pacientams. Galima rinktis, kad spustelėjus aktyvinimo mygtuką būtų purškama viena, du arba tris kartus.

Specifikacijos

Pridėti priedai

Rankena „AirFloss Ultra“: 1

Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Pilkas

Valymo veiksmingumas

Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau kraujuojančios dantenos, mažiau apnašų

„Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**

Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60

sekundžių, Pagerinkite dantenu sveikatą per 2 savaites*

Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas***

Geriausiams rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Akumuliatoriaus indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį

Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės*****

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija



* Pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenu uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu. „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/airfloss/faq.

*** „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.

***** priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo