

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

Édition Rose or



HX9312/04



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonore Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Polish et Sensitive
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

Assure un nettoyage optimal

- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes



asimpleswitch.com


Points forts

Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches




Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Prenez soin de vos gencives




Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

5 modes pour un nettoyage personnalisé




Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Polish pour un sourire plus blanc, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Accessoires inclus

Poignée: 1 DiamondClean

Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte, 1 DiamondClean standard

Verre de charge: 1

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Design et finition

Couleur: Rose or

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Alimentation

Tension: 100-240 V, 50-60 Hz

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

