



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Ústny irigátor

Technológia Quad Stream

Dizajn bez akejkoľvek hlučnosti
Impulzné vlny slúžia ako
navádzanie



HX3911/40

Odstraňuje až 99,9% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Vylepšené čistenie medzizubných priestorov pre prvotriedne zdravie ďasien

Vďaka jedinečným funkciám, ktoré posúvajú čistenie na úplne novú úroveň a podpore dlhotrvajúceho dodržiavania štandardov predstavuje medzizubná kefka Philips Sonicare Power Flosser novú vlnu v čistení medzizubného priestoru.

Nová úroveň čistenia

- Technológia Quad Stream pre dôsledné čistenie
- Technológia Pulse Wave zabezpečuje navádzanie od zuby k zuby
- Tichučký chod pre špičkové výsledky, ktorý neruší ostatných
- 4 režimy pre medzizubné priestory, 10 stupne intenzity
- Štandardná tryska F1 pre pravidelné čistenie
- Tryska F3 Quad Stream pre maximálnu dôslednosť
- Praktický magnetický dok s automatickým vypínaním
- Praktická 600ml nádobka
- Kompaktné puzdro na trysku

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

Na dôkladné čistenie

Unikátna tryska v tvare kríža vytvára štyri široké prúdy na dôkladné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž okraja ďasien.

Navádzanie od zubu k zubu



Krátke prestávky medzi impulzmi čistenia nabádajú pacientov, aby posunuli trysku do ďalšieho medzizubného priestoru, čím sa zabezpečí vyčistenie celých úst.

Dizajn bez akejkoľvek hlučnosti



Navrhnuté na diskrétné čistenie, takže vaši pacienti dosiahnu skvelé výsledky bez toho, aby rušili ostatných.

4 režimy, 10 stupňov intenzity



Vaši pacienti si budú môcť vychutnať čistotu, ktorá je prispôbená ich potrebám. Režim


Clean používa nepretržitý prúd vody na skvelé každodenné čistenie; režim Deep Clean zabezpečuje výrazné impulzy na dôkladnejšie čistenie; režim Sensitive je mimoriadne jemný pre citlivé ďasná; režim Massage upokojuje a stimuluje líniu ďasien. Vaši pacienti si môžu nastaviť intenzitu podľa svojho pohodlia pomocou svetelného LED displeja.

Tryska F3 Quad Stream



Pre maximálnu dôslednosť a extra dôkladné vyčistenie používajte trysku Quad Stream, ktorá pomáha koncentrovať vodu do štyroch širokých prúdov a pozdĺž línie ďasien. Mäkký gumený vodič je jemný na ďasná a každá tryska sa jednoducho pripája i odpája.

Štandardná tryska F1



Štandardná tryska na výkonné čistenie medzi zubami na odstránenie zubného povlaku a nečistôt

Praktický magnetický dok



Keď pacient skončí, môže jednoducho vrátiť rukoväť do praktického magnetického doku. Rukoväť sa automaticky prepne z režimu pauzy do režimu vypnutia.

600ml nádobka



Nádružka s objemom 600 ml a jednoduchým odklápacím vekom pojme dostatok vody na jedno čistenie. Ak chcete zásobník doplniť, jednoducho ho vyberte, naplníte a zaklapnete späť.

Kompaktné puzdro na trysku

Pacienti môžu náhradné trysky hygienicky uložiť do kompaktného a štýlového puzdra na trysky.

Technické údaje

Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
- Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien
- Massage: Posilňujúca masáž
- Intenzity: 10

Výsledky čistenia

- Výkon: Odstraňuje až 99,9 % zubného plaku**

Pribalené príslušenstvo

- Power Flosser: 1
- Štandardná tryska F1: 2

- Tryska F3 Quad Stream: 2
- Úschovné puzdro na trysku: 1

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Prídavný nástavec: Ľahko sa pripája a odpája

Príkon

- Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka



Dátum vydania
2021-08-27

Verzia: 2.0.1

EAN: 08 71010 39472 57

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* V laboratórnej štúdií sa odstránilo až 99,9 % plaku v ošetrovaných oblastiach. Skutočné výsledky v ústach sa môžu líšiť.