

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

For Kids

2 modos

1 cabezal de cepillado

8 pegatinas



HX6311/07



La potencia sónica maximiza la rutina del niño Cepillo dental eléctrico para niños

Philips Sonicare For Kids es un cepillo dental eléctrico para niños de 7 años o más. Ofrece una eliminación máxima de la placa, tecnología sónica, pegatinas personalizables y herramientas educativas para que el cepillado correcto resulte siempre divertido.

Diseñado para adquirir unos hábitos de cepillado correctos

- KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado
- 2 modos de potencia especiales para niños que proporcionan una limpieza suave y eficaz
- 2 tamaños de cabezal disponibles
- KidPacer es divertido y cuenta con simpáticos tonos musicales
- Diseño ergonómico para padres y niños
- El preferido de los dentistas profesionales para sus hijos
- Forma antibalaneo
- Divertidas pegatinas K3 intercambiables para personalizar

Proporciona una limpieza superior

- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes
- Elimina más placa que un cepillo manual infantil

Seguro para las sonrisas en crecimiento

- Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños


Destacados

Cabezales de cepillado adecuados para cada edad



Este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare tiene 2 tamaños de cabezales de cepillado diseñados específicamente para limpiar suavemente los dientes y protegerlos durante las etapas clave del desarrollo

KidPacer



Los divertidos sonidos animan a los niños a cepillarse los dientes de manera eficaz durante los 2 minutos recomendados por los dentistas

KidTimer



Para ayudar a que los niños se adapten a una rutina apropiada, este cepillo dental eléctrico aumenta lentamente el tiempo de cepillado durante 90 días hasta alcanzar el tiempo recomendado por los dentistas de 2 minutos e inculcarles hábitos saludables de manera natural.

Modos de potencia



Con dos modos de potencia adaptados a los niños, este cepillo dental eléctrico proporciona una limpieza adecuada para diferentes edades; un modo bajo para niños más pequeños y un modo alto para niños mayores.

Pegatinas



Permiten personalizar el cepillo de cada niño.

Eliminación máxima de la placa



Philips Sonicare For Kids elimina hasta un 75 % más de placa que los cepillos dentales manuales*

Diseño ergonómico




Diseño ergonómico para que los niños puedan cepillarse solos

Tecnología sónica



La exclusiva acción dinámica alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdetales y la línea de las encías.

El preferido de los dentistas profesionales




El 91 % de los dentistas prefiere Philips Sonicare For Kids para sus hijos**

Cabezal de cepillo de goma



El cabezal de goma de este cepillo dental eléctrico se ha diseñado para ayudar a proteger los dientes en desarrollo

Forma antibalanco



El diseño robusto del mango permite a los niños guardar el cepillo de dientes en posición vertical, así como aplicar la pasta de dientes cuando el cepillo está tumbado.

Especificaciones

Modos

Modos de potencia: 2

Piezas incluidas

Mangos: 1 Sonicare For Kids

Cabezales: 1 Sonicare For Kids, estándar

Cargador: 1

Pegatinas: 8 pegatinas de personalización, 2 pegatinas de regalo

Diseño y acabado

Color: Aqua

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado por minuto

Rendimiento: 75 % más eficaz*

Beneficios para la salud: Para hábitos saludables del cuidado bucal

Temporizador: KidTimer y Quadpacer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico, Mango de goma para un manejo cómodo
Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de pila: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 3 semanas **

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años



* que un cepillo manual

* para zonas de difícil acceso

** Philips Sonicare en una encuesta a dentistas profesionales de EE. UU. con niños de entre 4 y 10 años

*** Basado en dos periodos de cepillados de 2 minutos al día