

PHILIPS

sonicare

Têtes de brosse
compactes

InterCare

Lot de 4

Taille compacte

Clipsable

Nettoyage des espaces
interdentaires

HX9014/07



Nettoyage supérieur.* Nettoie les espaces interdentaires.

Nettoyage des espaces interdentaires et des zones difficiles à atteindre

La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est idéale pour éliminer la plaque dentaire dans les espaces interdentaires, ainsi que pour réduire les saignements et les inflammations au niveau des gencives, afin de dévoiler votre sourire propre et sain.

Conçue pour des performances optimales

- Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès
- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches

- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare

Points forts

Nettoie les zones difficiles d'accès



La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-longues densément implantés qui ciblent la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer. Également disponible en taille standard, pour un nettoyage optimal.

Mouvement sonore optimisé



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible


avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Une meilleure santé bucco-dentaire



Comme toutes les têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses performances exceptionnelles et son excellente durabilité.

Brins avec indicateur d'usure



Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.

Caractéristiques

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 4 InterCare compact

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable
Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque défense, Série 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Design et finition

Souplesse des brins: Médium

Couleur: Blanc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins se décolorent

Taille: Compact

Bénéfices santé

Santé des gencives: Des gencives plus saines

Élimination de la plaque dentaire: Permet d'éliminer la plaque dentaire

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

