

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
četkica za zube

ProtectiveClean  
4500

Ugrađeni senzor za pritisak

2 načina čišćenja

1 značajka BrushSync



HX6888/90



## Bjelji zubi. Na nježan način.

Izbjeljuje zube u samo 1 tjedan.

Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak uz izbjeljivanje zuba u 1 tjedan.

### Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

### Optimizirajte pranje zuba

- Načini rada Clean (čišćenje) i White (izbjeljivanje)

### Inovativna tehnologija

- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips
- Nježni poticaj da budete blaži
- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice
- Pacijenti mogu najbolje iskoristiti glave četkice

### Dizajn prilagođen pacijentu

- Poticaj za temeljito čišćenje
- Odličan način da se naviknete na novu četkicu za zube

### Poboljšava oralno zdravlje pacijenata

- Plombe, krunice ili osjetljiva područja? Ne brinite.

# Istaknute značajke

## Prirodno bjelji zubi



Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.

## Načini rada Clean (čišćenje) i White (izbjeljivanje)




Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili dobro ispolirate zube, imamo ono što vam treba: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, a način rada White (Izbjeljivanje) idealan je za uklanjanje površinskih mrlja.

## Sigurna i nježna



Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.

## Previše pritišćete?




Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.

## Tehnologija BrushSync



Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametne podsjetnike za zamjenu.

## Pametni podsjetnici za zamjenu



Sve glave četkice s vremenom će se istrošiti. No imamo rješenje i za to: naša pametna tehnologija za prepoznavanje četkice prati koliko dugo pacijenti upotrebljavaju glavu četkice i koliko snažno četkaju. Kada dođe vrijeme za zamjenu, o tome ih obavještava svjetlo na dršci. Na taj način mogu biti sigurni da glava četkice dosljedno obavlja izvrstan posao.

## Korisni mjerači vremena




Naš QuadPacer pacijentima daje do znanja kada potroše odgovarajuće vrijeme čišćenja svakog dijela usta, dok im naš Smartimer daje do znanja kada isteknu dvije preporučene minute četkanja.

## Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

## Program za lak početak



Početak nečega novoga ponekad zahtijeva navikavanje. Stoga naš program za lak početak pruža mogućnost postepenog, nježnog povećavanja snage četkanja tijekom prvih 14 uporaba nove četkice za zube.

# Specifikacije

## Načini rada

**Clean (čišćenje):** Za odlično svakodnevno čišćenje

**White (izbjeljivanje):** Uklanja mrlje s površine zuba

**2 intenziteta:** Niska, Visoka

## Predmeti u kompletu

**Drška:** 1 ProtectiveClean

**Glave četkice:** 1 kompaktna W2c Optimal White

**Punjač:** 1

## Dizajn i završna obrada

**Boja:** Bijela i plava

## Radne značajke čišćenja

**Brzina:** Do 62.000 poteza četkice u minuti

**Prednosti za zdravlje:** Pomaže u sprječavanju karijesa

**Prednosti izbjeljivanja:** Izbjeljuje zube u tjedan dana

**Povratne informacije za pritisak:** Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

**Mjerač vremena:** Quadpacer i SmartTimer

## Napredna tehnologija senzora

**Senzor za pritisak:** Upozorenje u slučaju presnažnog čišćenja

**Podsjetnici za zamjenu BrushSync:** Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

## Jednostavnost uporabe

**Kompatibilnost drške:** Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

**Indikator baterije:** Indikator baterije prikazuje

status baterije

**Drška:** Tanak ergonomski dizajn

**Vrijeme čišćenja:** Do 2 tjedna

## Tehnički podaci

**Baterija:** Može se puniti

**Vrsta baterije:** Linij-ionska

**Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja):** Do 2 tjedna

## Snaga

**Napon:** 110 – 220 V

## Servis

**Jamstvo:** 2-godišnje ograničeno jamstvo

