

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

DiamondClean

Patenterte Schalltechnologie

5 Putzprogramme inkl.
DeepClean-Modus

Easy-Start-Programm/2-
Minuten-Timer

Innovatives Ladeglas, USB-
Reiseladeetui



HX9359/89



Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernen Sie bis zu 10 Mal mehr Plaque*
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*
- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen einschließlich Deep Clean und Sensitive

Hervorragende Reinigung

- Der DeepClean-Modus erreicht auch Ihre Problemstellen
- Angewinkelte Form zur besseren Reinigung von schwierigen Stellen
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung
- Bürstenkopf reinigt entlang des Zahnfleischrandes

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- USB-Reiseladeetui und Ladeglas



asimpleswitch.com


Besonderheiten

Entfernen Sie bis zu 10 Mal mehr Plaque*




Stecken Sie den AdaptiveClean-/C3 Premium Plaque Defense-Bürstenkopf auf und erleben Sie unsere bisher tiefste Reinigung. Sie profitieren von bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt**, entfernen so bis zu 10 Mal mehr Plaque an schwer zu erreichenden Stellen* und sorgen dabei für eine Tiefenreinigung am Zahnfleischrand entlang und zwischen den Zähnen.

Pflegen Sie Ihr Zahnfleisch



Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

5 Putzprogramme zum Reinigen ganz nach Ihren Bedürfnissen



Mit der DiamondClean erhalten Sie jeden Tag eine erfrischende Reinigung. Unsere 5 Putzprogramme stellen sich all Ihren Anforderungen: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, Gum Care – für sanfte Zahnfleisch-Massage, Deep Clean – für eine

belebende, gründliche Reinigung, Sensitive – für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung von empfindlichem Zahnfleisch, und White – das ideale Programm zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen.

Besonders gründliche Tiefenreinigung




Mit unserem DeepClean-Modus können Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und diese besonders gründlich putzen. Wir haben unsere einzigartige Bürstenkopfbewegung um ein verlängertes 3-Minuten-Putzprogramm erweitert, damit Ihre Zähne tiefengereinigt werden.

Bis zu 2 x gesündere Zähne




Stecken Sie den AdaptiveClean-/C3 Premium Plaque Defense-Bürstenkopf auf und erleben Sie eine sanfte Tiefenreinigung, die Ihr Zahnfleisch bis zu 2 Mal gründlicher reinigt als eine Handzahnbürste. Die weichen Seiten aus Gummi passen sich den Konturen Ihrer Zähne und des Zahnfleischs an, um so übermäßigen Druck zu absorbieren. Die Borsten dringen tief in die Zahnzwischenräume ein und sorgen so für eine angenehme, effektive und gründliche Reinigung.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Erreichen Sie auch schwierige Stellen



Das einzigartig geformte Handstück Ihrer DiamondClean-Zahnbürste und unsere Bürstenköpfe ermöglichen selbst an schwierigen Stellen wie den Backenzähnen eine gründliche Reinigung.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

Artikel enthalten

Handstück: 1 DiamondClean

Bürstenköpfe: 1 AdaptiveClean, Oder C3 Premium Plaque Defense

Ladeglas: 1

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen*

Power

Spannung: 110 bis 220 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

