

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

DiamondClean

5 moduri

2 capete de periere

Pahar de încărcare, toc de  
transport

Încărcător USB de voiaj



HX9372/04



## Dinți mai albi și mai sănătoși

Cea mai bună periută electrică de dinți Philips Sonicare pentru albire

Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periută de dinți electrică Philips Sonicare. Alege Sonicare.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periută de dinți manuală
- Zâmbet mai strălucitor într-o săptămână cu capul de periere DiamondClean\*
- Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni\*
- Sigur și delicat pentru cerințele tale în materie de igienă orală

### Îți oferă curățare superioară

- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Gât înclinat care ajută la curățarea zonelor dificile

### Concepute pentru tine

- Toc de transport cu încărcare USB și pahar de încărcare
- Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute
- Programul cu pomire ușoară îți creează treptat rutina Philips Sonicare


# Repere

## Spune adio plăcii bacteriene




Perii deși, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală.

## Dinți până la de 2 ori mai albi



Atașează capul de periere DiamondClean pentru a îndepărta delicat și totuși eficient petele de suprafață. Perii centrali deși pentru eliminarea petelor lucrează intens pentru a-ți oferi un zâmbet de 2 ori mai strălucitor în doar 7 zile.\*

## Îngrijește-ți gingiile



Grație curățării optime asigurate de DiamondClean, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni\*. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuță de dinți manuală\*, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.

## Proiectat pentru o depozitare facilă




Tocul de transport USB de lux are și rol de încărcător, permițându-ți să-ți ții bateria încărcată în timpul deplasărilor. Pune periuța de dinți în toc și conectează-l la laptop sau la o priză de perete. Include totodată un suport pentru capul de periere pentru igienă sporită în timpul călătoriilor. În ceea ce privește încărcarea acasă, paharul modern de încărcare se potrivește elegant în baie și poate fi folosit și ca pahar de clătire a gurii după periaj. Pune periuța în pahar. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare.

## Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

## QuadPacer și Smartimer



Un spălat riguros pe dinți durează doar 2 minute. Cronometrul QuadPacer îți arată când ai petrecut durata optimă de timp în fiecare zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică


scurgerea timpului total. Împreună te ajută să atingi timpul recomandat de periere, de fiecare dată.

## Curăță locurile dificile



Forma unică a mânerului periuței DiamondClean în combinație cu capetele noastre de periere îți permit să cureți temeinic chiar și în zonele dificile, precum dinții din spate.

## Obișnuiește-te cu noua ta rutină



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. Programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

## Periază-ți dinții cu încredere



Indiferent de nevoile tale, DiamondClean îți garantează o experiență sigură de periere a dinților. Tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare și poate fi chiar folosită la tratamentul zilnic al afecțiunii gingivale.

# Specificații

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

**Gum Care:** Masează delicat gingiile

**Polish:** Albește-ți și lustruiește-ți dinții

**Sensitive:** Curățare delicată a dinților și a gingiilor

**White:** Îndepărtează petele de suprafață

## Articole incluse

**Mâner:** 1 DiamondClean

**Capete de periere:** 2 capete DiamondClean standard

**Pahar de încărcare:** 1

**Toc de transport:** Încărcător USB de voiaj

## Design și finisaj

**Culoare:** Amethyst

## Performanță de curățare

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

**Beneficii pentru sănătate:** Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

**Beneficii de albire:** Albește dinții de 2 ori mai bine\*

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

## Ușor de utilizat

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Timp de periere:** Până la 3 săptămâni\*\*

**Indicator baterie:** Pictograma iluminată indică

durata de viață a bateriei

**Mâner:** Design plat, ergonomic

**Afișaj:** Afișaj iluminat

## Specificații tehnice

**Baterie:** Reîncărcabilă

**Tip baterie:** Litiu ION

**Durată de funcționare (de la Maxim la**

**Descărcat):** Până la 3 săptămâni\*\*

## Alimentare

**Tensiune:** 110-220 V

## Service

**Garanție:** Garanție 2 ani

