

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra -
modèle d'essai

1 canule



HX8341/01



Un triple jet pour une meilleure santé des gencives

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Philips Sonicare AirFloss Ultra**** est aussi efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives (cliniquement prouvé).* D'ailleurs, jusqu'à 97 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire ayant essayé AirFloss Ultra ont observé une amélioration de la santé de leurs gencives.*

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Des études ont prouvé qu' AirFloss Ultra est aussi efficace que du fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire
- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche


Points forts

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie de micro-gouttelettes




Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, les patients nettoient la totalité de leur bouche en moins de 60 secondes par jour. Il leur suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple) et de maintenir le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou d'appuyer ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Utilisation avec du bain de bouche pour une fraîcheur exceptionnelle et une action anti-microbienne.

Aide à éviter les caries entre les dents



En éliminant en douceur la plaque dentaire que le brossage n'a pas pu enlever, l'appareil Philips Sonicare AirFloss Ultra empêche que des caries ne se forment entre les dents de votre patient.

Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon les préférences de vos patients, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Caractéristiques

Accessoires inclus

Manche AirFloss Ultra: 1

Canule AirFloss Ultra: 1

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Gris

Performances de brossage

Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour réduire le saignement des gencives, pour une réduction de la plaque dentaire

Performance: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**

Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*

Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***

Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge

Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines****

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Alimentation

Tension: Chargeur multitenion

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans



* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.philips.com/airfloss/faq.

**** Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

***** Selon le réglage du jet