

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

ProtectiveClean
4500

Senzor de presiune integrat

2 moduri de curățare

1 funcție BrushSync



HX6888/89



Gingii mai sănătoase. În mod delicat.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor cu până la 100 % față de o periuță manuală.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îmbunătățindu-ți în același timp sănătatea gingiilor cu până la 100 % comparativ cu o periuță de dinți manuală.

Tehnologie inovatoare

- Îmbunătățește sănătatea gingivală în numai 2 săptămâni
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente
- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Optimizează periajul

- Moduri de curățare: Clean și Gum Care

Concepute pentru tine

- Încurajare pentru un periaj temeinic

Îmbunătățește sănătatea orală a pacienților

- Plombe, coroane dentare sau zone sensibile? Nicio grijă.

Conceput pentru pacientul tău

- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți


Repere

Îmbunătățește sănătatea gingivală



Capul de periere i InterCare dispune de peri deși, foarte lungi și de înaltă calitate pentru a îndepărta placa bacteriană din zonele interdentare greu accesibile. S-a dovedit clinic că reduce sângerarea și inflamarea gingiilor în doar două săptămâni.

Moduri de curățare: Clean și Gum Care



Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obținerea și menținerea unor gingii sănătoase, această periuță are un mod pentru tine: modul Clean asigură o curățare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ți masa delicat gingiile.

Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

Prea multă presiune?




Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuța lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Tehnologie BrushSync




O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

Memento-uri inteligente de înlocuire




Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiască, sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

Cronometre utile



QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară oferă pacienților opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii lor periuțe de dinți.

Specificații

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
Gum Care: Masează delicat gingiile

Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean
Capete de periere: 1 ic InterCare compact
Încărcător: 1

Design și finisaj

Culoare: Alb cu albastru mediu

Performanță de curățare

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut
Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea

cariilor

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa
Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Tehnologie cu senzori inteligenți

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă
Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Ușor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă
Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic
Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă
Tip baterie: Litiu ION
Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): Până la 2 săptămâni

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanție: Garanție 2 ani

