

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți sonică  
electrică cu aplicație

DiamondClean Smart

Îndrumări personalizate

Capete de periere smart

Recunoașterea capului de  
periere

5 moduri, 3 intensități



HX9924/47



## Cea mai bună periură de dinți a noastră pentru îngrijire completă

Ai încredere cu acoperirea de 100 %

DiamondClean Smart este cea mai bună periură de dinți a noastră, asigurând îngrijire completă. Patru capete de periere de înaltă performanță îți permit să te concentrezi asupra tuturor aspectelor igienei orale, iar tehnologia noastră cu senzori inteligenți îți oferă feedback și îndrumări personalizate.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană\* pentru o curățare în profunzime
- Gingii până la de 7 ori mai sănătoase\* în numai 2 săptămâni
- Elimină până la 100 % mai multe pete\*\* în numai 3 zile
- Bucură-te de o respirație proaspătă de durată

### Îndrumări personalizate în aplicație pentru un periaj perfect

- Îți oferă îndrumări în timpul periajului și evidențiază zonele omise
- Începe să ai mai multă grijă de zonele problematice
- Te avertizează dacă apeși prea tare
- Îți oferă îndrumări pentru a reduce mișcarea de frecare
- Te întoarce la zonele omise, pentru acoperire 100 %

### Optimizează periajul

- Capetele de periere selectează automat setările ideale
- Asigură-te că profiți la maximum de capul de periere
- Alege din 5 moduri și 3 setări de intensitate



asimpleswitch.com


# Repere

## Spune adio plăcii bacteriene



Atașează capul de periere C3 Premium Plaque Control pentru a beneficia de cea mai profundă curățare. Cu marginile moi și flexibile, perii se mulează pe forma suprafeței fiecărui dinte pentru a oferi o suprafață de contact de 4 ori mai mare\*\*\* și a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile\*.

## Îngrijire pentru gingiile tale



Atașează capul de periere G3 Premium Gum Care pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate a gingiilor. Capetele de dimensiune compactă special concepute pentru linia gingiilor oferă curățare delicată și totuși eficiență de-a lungul liniei gingiei, de unde încep afecțiunile gingivale. S-a demonstrat clinic că asigură o reducere a inflamării gingiilor de până la 100 %\* și gingii până la de 7 ori mai sănătoase în numai două săptămâni.\*

## Dinți mai albi



Atașează capul de periere W3 Premium White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui cel mai alb zâmbet. Cu perii săi


centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că îndepărtează cu până la 100 % mai multe pete în numai trei zile.\*\*

## Perie pentru limbă TongueCare+




Atașează peria pentru limbă TongueCare+ pentru a îndepărta delicat de pe porii limbii bacteriile ce provoacă mirosuri neplăcute. Cei 240 de microperi special concepuți ajung printre toate protuberanțele și șanțurile de pe limbă, îndepărtând bacteriile și reziduurile care generează respirația urât mirositoare. În combinație cu spray-ul nostru antibacterian pentru limbă BreathRx, vei obține o curățare superioară și o respirație super proaspătă.

## Zone de interes și stabilirea obiectivelor




Există zone problematice pe care ți le-a semnalat medicul stomatolog? Le vom evidenția pe harta 3D a gurii tale din aplicație și îți vom reaminti să le acorzi atenție suplimentară.

## Nu rata nicio zonă




Aplicația Philips Sonicare te anunță când ai obținut o curățare temeinică și îți oferă îndrumări pentru un periaj mai bun și mai atent.

## Ușurință sporită



Cu o periuță de dinți electrică, poți lăsa curățarea în grija periuței. Am conceput un senzor integrat în mâner pentru a-ți atrage atenția să reduci frecarea. Astfel, îți poți îmbunătăți tehnica și poți obține o curățare mai delicată și mai eficientă.

## Sincronizarea modurilor BrushSync



Te întrebi ce mod și intensitate ar trebui să utilizezi? Nu mai este loc de îndoieli. Microcipul din capul de periere indică periuței DiamondClean Smart ce anume utilizezi. Așadar, dacă atașezi spre exemplu un cap de periere pentru îngrijirea gingiilor, periuța de dinți va selecta modul și intensitatea ideale pentru îngrijirea delicată și totuși eficiență a gingiilor. Nu trebuie decât să apeși butonul de pornire.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă  
**White+:** Pentru îndepărtarea petelor de suprafață

**Deep Clean+:** Pentru o curățare profundă și revigorantă

**Gum Health:** Atenție specială pentru molari

**TongueCare+:** Pentru respirație curată, de durată

**3 intensități:** Ridicată, Redusă, Medie

## Articole incluse

**Mâner:** 1 mâner DiamondClean Smart

**Capete de periere:** 1 cap C3 Premium Plaque Control, 1 cap G3 Premium Gum Care, 1 cap W3 Premium White, 1 perie pentru limbă TongueCare+

**Pahar de încărcare:** 1

**Toc de transport:** Încărcător USB pentru tocul de transport

## Sincronizarea modurilor BrushSync

**C3 Premium Plaque Control:** Se sincronizează cu modul Clean

**Cap de periere G3 Premium Gum Care:** Se sincronizează cu modul Gum Health

**Cap de periere W3 Premium White:** Se sincronizează cu modul White+

**Perie pentru limbă TongueCare+:** Se sincronizează cu modul TongueCare

## Conectivitate

**Tehnologia wireless Bluetooth®:** Aplicația Connected brushing

## Compatibilitate

**Compatibilitate cu Android:** Telefoane Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0

**Compatibilitate iOS:** iPad gen. a 3-a sau model mai nou, iPhone 4S sau model mai nou, cu iPhone iOS7 sau model mai nou

## Design și finisaj

**Culoare:** Argintiu

## Performanță de curățare

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană\*

**Beneficii pentru sănătate:** Gingii până la de 7 ori mai sănătoase\*\*\*\*

**Beneficii de albire:** Până la 100 % mai puține pete\*\*\*\*\*

**Feedback privind presiunea:** Inelul iluminează violet, Mânerul vibrează pentru a te atenționa

**TouchUp:** Asigură o acoperire de 100 %

**Cronometru:** BrushPacer și SmartTimer

## Tehnologie cu senzori inteligenți

**Senzor de presiune:** Înștiințează când perierea este prea intensă

**Senzor de localizare:** Monitorizează și

îmbunătățește acoperirea

**Senzor pentru mișcarea de frecare:** Oferă îndrumări pentru a reduce mișcarea de frecare  
**Hartă 3D a gurii:** Evidențiază zonele problematice

**TouchUp:** Pentru abordarea zonelor omise

## Ușor de utilizat

**Compatibilitate cu mânerul:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Recunoașterea capului de periere:** Se sincronizează cu modul ideal

**Atenționare de înlocuire:** Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

**Indicator baterie:** Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

**Mâner:** Design plat, ergonomic

**Afișaj:** Afișaj iluminat

## Specificații tehnice

**Baterie:** Reîncărcabilă

**Tip baterie:** Litiu ION

**Durată de funcționare (de la Maxim la**

**Descărcat):** 14 zile\*\*\*\*\*

## Alimentare

**Tensiune:** 110-220 V

## Service

**Garanție:** Garanție 2 ani

