

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4300

Sensor de presión incorporado

1 modo de limpieza

1 x función BrushSync



HX6848/92



Dientes más blancos con un cepillado suave. Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1 semana.

Probado, mejora la higiene bucal

- Blanquea los dientes en solo una semana

La más innovadora tecnología

- Mejora la salud gingival en solo 2 semanas
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare
- Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo
- Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Diseñado para los pacientes

- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo
- Fomentando un cepillado a fondo

Mejora la higiene bucal de los pacientes

- ¿Empastes, coronas o zonas sensibles? No te preocupes.

Destacados

Dientes más blancos de forma natural



Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Mejora la salud gingival



El cabezal de cepillado i InterCare dispone de cerdas extralargas de alta densidad y calidad para llegar a la placa interdental profunda. Se ha demostrado clínicamente que reduce el sangrado y la inflamación de las encías en solo 2 semanas.

¿Demasiada presión?



Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

Tecnología Philips Sonicare




Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Recordatorios de sustitución inteligente



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.

Temporizadores útiles



Nuestro Quadpacer permite a tus pacientes saber cuándo han empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

2 intensidades: Baja, Alta

Piezas incluidas

Mango: 1 ProtectiveClean

Cabezales: 1 Blanqueamiento Optimal W2c compacto, 1 InterCare compacto, 1 Sensibilidad estándar

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco y azul medio

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en solo dos semanas, Ayuda a reducir las caries

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Temporizador: Quadpacer y SmartTimer

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Fácil de usar

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

