

PHILIPS

sonicare

Cabeças da escova de dentes padrão

G3 Premium Gum Care

2 pacotes

Tamanho padrão

Encaixe

Emparelhamento do modo BrushSync

PC0962/01



A melhor cabeça de escova para gengivas mais saudáveis

Gengivas até 7x mais saudáveis em apenas 2 semanas

Dentes saudáveis começam com gengivas saudáveis. Cuide das suas com nossa cabeça de escova Premium Gum Care. Os lados macios são flexíveis e se adaptam aos contornos das gengivas, proporcionando 2x mais contato com a superfície para uma remoção superior da placa bacteriana na linha da gengiva.

Para cuidados excepcionais da gengiva

- Gengivas até 7x mais saudáveis em apenas 2 semanas***

Uma limpeza profunda incomparável

- Remove até 10x mais placa do que uma escova de dentes manual
- Até 2 vezes mais superfície de contato** para uma limpeza mais profunda e sem esforço

Tecnologia inovadora


- Tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare
- Seleciona automaticamente o modo ideal para melhores resultados****

Feita para otimizar o desempenho

- Saiba sempre quando substituir. Obtenha sempre uma limpeza eficaz.
- Design com encaixe para substituição simples da cabeça da escova
- Testada para atender às suas necessidades de saúde bucal


Destaques

Concentre-se na saúde da gengiva




Com a cabeça da escova Philips Sonicare Premium Gum Care, até mesmo a limpeza mais profunda é suave. À medida que a escova de dentes se move ao longo da linha da gengiva, as laterais e as cerdas flexíveis da Premium Gum Care absorvem qualquer excesso de pressão para proteger as gengivas, mesmo que a escova seja muito dura. As cerdas trabalham duro para remover a placa e as bactérias ao longo da linha da gengiva ajudando a melhorar a saúde da gengiva. Graças ao design curvo desta cabeça da escova, pode ter a certeza de que está maximizando o contato com as cerdas.

Tecnologia de limpeza adaptável



Você obtém uma limpeza personalizada sempre que escova com nossa tecnologia de limpeza adaptável. As laterais em borracha macia se flexionam para permitir que o Premium Gum Care se adapte ao formato dos dentes e gengivas, absorvendo qualquer excesso de pressão de escovação e aumentando a potência de limpeza sônica. As cerdas se ajustam ao formato dos dentes e gengivas para até 2x mais contato com a superfície do que uma cabeça da escova normal** para uma limpeza mais profunda, mesmo em áreas difíceis de alcançar.

Diga adeus à placa



Graças ao design flexível, a Premium Gum Care remove até 10x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual. Ela se move para apertar nossa exclusiva tecnologia de limpeza Philips Sonicare para que, independentemente da sua escova, você tenha uma limpeza excepcional que possa ver e sentir.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare direciona a água aos espaços entre os dentes enquanto os movimentos da escova rompem a placa e levam-na para longe, colaborando para uma limpeza diária excepcional.

Dicas de substituição da cabeça da escova



A cabeça da escova torna-se menos eficaz após três meses de uso, mas com o BrushSync™ você será lembrado antes disso. A

sua escova de dentes inteligente monitorará com que frequência e intensidade você escova os dentes e o notificará quando for a hora de substituir a cabeça da escova. Não tem uma escova de dentes Philips Sonicare inteligente? Observe suas cerdas azuis de reposição e, quando elas ficarem brancas, você saberá que é hora de comprar uma escova nova.

Fácil de encaixar



A cabeça da escova G3 Premium Gum Care se encaixa perfeitamente com qualquer cabo da escova de dentes Philips Sonicare, exceto Philips One e Essence. Basta encaixar e soltar para facilitar a substituição e a limpeza.

Escove os dentes com tranquilidade



Todas as cabeças da escova Philips Sonicare são seguras e suaves com os dentes e gengivas. Durante os testes, cada cabeça da escova é submetida a seus ritmos para garantir durabilidade e um desempenho excepcional toda vez que você escova os dentes.

Especificações

Itens incluídos

Cabeças da escova: 2 G3 Premium Gum Care

Design e acabamento

Reconhecimento inteligente da cabeça de escova

Toque de rigidez das cerdas: Suave

Cor: Branco

Material da cabeça da escova: Laterais de borracha macias e flexíveis

Cerdas especiais: A cor azul das cerdas desbota

Tamanho: Padrão

Compatibilidade

Sistema de cabeça de escovação: Encaixe
Adequado para estes modelos: 2 Níveis de controle de placa, 2 níveis de proteção contra placa, 3 Níveis de cuidados com a saúde, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, para crianças, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testada: para proporcionar melhor utilização

Benefícios à saúde

Integridade da gengiva: Gengivas até 7x mais saudáveis*

Remoção da placa: Remove até 10x mais a placa bacteriana****

