

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
6100

Vgrajeni senzor pritiska

3 načini, 3 intenzivnosti

2 x funkcija BrushSync

Potovalna torbica

HX6877/35



Bolj beli zobje. Na nežen način.

Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Bolj beli zobje v samo enem tednu
- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Izboljšajte ščetkanje

- Trije načini, tri nastavitve intenzivnosti
- Glave ščetke izbirajo optimalna način in intenzivnost

Inovativna tehnologija

- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Obvešča vas, če pritiskate premočno
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje
- Olajša vam potovanje



asimpleswitch.com


Značilnosti

Naravna belina zob



Uporabite glavo ščetke W DiamondClean, da odstranite površinske madeže in dosežete bolj bel nasme. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Ščetkanje po vaše



Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine in tri nastavitve intenzivnosti.

Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni. Tri nastavitve intenzivnosti vam omogočajo preklapljanje zaporedja »visoke« in »nizke« nastavitve za usklajevanje intenzivnosti od leve proti desni.

Varno in nežno




Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Edina prava sonična tehnologija



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke omogoča pametni združevalni način in zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

Združevanje načina in intenzivnosti



Se sprašujete, katera način in intenzivnost sta prava za vas? Odgovor je na dlani. Združevalni način BrushSync pove pametnemu ročaju, katero glavo ščetke uporabljate. Če torej uporabite glavo ščetke za nego dlesni, vaša zobna ščetka izbere optimalna način in intenzivnost za vaše dlesni. Pritisniti morate samo gumb za vklop.

Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost življenjske dobe.

Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

White: Odstranjuje površinske madeže

3 intenzivnosti: Nizka, Srednja, Visoka

Priloženi predmeti

Ročaj: 2 ProtectiveClean

Glave ščetke: 2 standardni glavi W2 Optimal White

Potovalna torbica: 2

Polnilnik: 1

Združevalni način BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Združi se z načinom Clean

G2 Optimal Gum Care: Združi se z načinom Gum Care

W2 Optimal White: Združi se z načinom White

Zasnova in izdelava

Barva: Črna/siva, Bela in srebrna

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati karies

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Časovnik: Quadpacer in SmartTimer

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Tehnologija BrushSync: Povezuje pametni ročaj in, pametno glavo ščetke

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

