

PHILIPS

sonicare

Älykäs sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean Smart

Henkilökohtainen opastus

Auttaa parantamaan
harjaustekniikkaa

Älykäs harjaspään tunnistus

Ylelliset lisätarvikkeet



HX9924/13



Täydellinen järjestelmä parempaan suunterveyteen

Paras hammasharjamme hyödyntää nyt älykästä anturitekniikkaa

DiamondClean Smart tarjoaa parasta mahdollista puhdistustehoa ja henkilökohtaisia vinkkejä ja opastusta Philips Sonicare -sovelluksessa. Saat verrattoman puhtaat hampaat ja ikenet, tehokkaan tahranpoiston ansiosta näkyvästi valkoisemmat hampaat ja raikkaan hengityksen. Laite on enemmän kuin vain hammasharja – se on täydellinen suunhoitojärjestelmä.

Todistetusti terveempi suu

- Syväpuhdistus poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*
- Jopa seitsemän kertaa terveemmät ikenet vain 2 viikossa
- Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä** vain kolmessa päivässä
- Nauti raikkaasta hengityksestä pitkään

Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta

- Tallentaa tiedot jo harjatuista kohdista ja näyttää, missä pitää parantaa
- Ongelma-alueista huolehtiminen
- Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa
- Auttaa vähentämään liiallista hankaamista
- Palaa kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle

Parhaita mahdollisia harjaustuloksia

- Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti
- Varmista, että saat kaiken irti harjaspästä
- Voit valita sopivan 5 käyttötilasta ja kolmesta tehotasosta

Kohokohdat

Jäähyväiset plakille




Ota käyttöön pakkaukseen kuuluva Premium Plaque Control -harjaspää ja koe uskomattoman tehokas syväpuhdistus. Pehmeiden, joustavien sivujen ansiosta harjakset mukautuvat hampaiden pintoihin, jolloin harjaspää saa viisi kertaa laajemman pintakosketuksen*** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia hankalista paikoista*.

Huolehdi ikenistäsi



Valitse Premium Gum Care -harjaspää, jos haluat parantaa ikeniesi terveyttä. Hellävaraisen, mutta tehokkaan puhdistuksen mahdollistaa pieni koko ja harjakset, jotka on suunnattu ienrajaan, missä iensairauksia voi alkaa kehittyä. Sen on kliinisesti osoitettu vähentävän ientulehdusta jopa 100 prosenttia ja tekevän ikenistä jopa seitsemän kertaa terveemmät vain kahdessa viikossa*.

Valkoisemmat hampaat, nopeasti



Premium White -harjaspää poistaa tehokkaasti pintavärjäytymiä ja saa aikaan valkoisen hymyn. Tiiviit tahrannoistoharjakset


harjaspään keskellä poistavat jopa 100 % enemmän värjäytymiä** vain kolmessa päivässä. Tämä on kliinisesti todistettu! **

TongueCare+-kielenpuhdistusharja




TongueCare+-kielenpuhdistin poistaa pahanhajuisia bakteereita kielen huokosista. 240 MicroBristle-harjasta puhdistavat tehokkaasti kielen pinnassa olevat urat ja harjanteet. Puhdistin poistaa bakteereita ja hiukkasia, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä. Yhdessä antibakteerisen BreathRx-kielisuihkeen kanssa saat yliveraista puhtautta ja uskomattoman raikkaan hengityksen.

Yksikään hammas ei jää puhdistamatta




Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

Painopistealueet ja tavoitteet



Onko hammaslääkärisi kertonut suusi ongelma-alueista? Ne merkitään sovellukseen ja omasta suustasi tehtyyn 3D-karttaan, joiden avulla sinua muistutetaan siitä mihin kannattaa keskittyä.

Harjaatko sinä liian kovaa?



Et ehkä itse huomaa kun harjaat liian kovaa, mutta DiamondClean Smart tekee sen puolestasi. Jos harjaat liian kovaa, kahvan alaosassa oleva valorengas välkky. Se on hienovarainen muistutus siitä, ettei sinun tarvitse painaa harjaa, vaan antaa sen tehdä työn puolestasi. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että toiminto auttoi parantamaan harjaustulosta.

Äärimmäistä helpoutta



DiamondClean Smart sähköhammasharjan ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän. Olemme kehittäneet hankausanturin, joka muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.

Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota poskihampaisiin

TongueCare+: Pitkäkestoinen raikas hengitys

3 tehoa: Korkea, M, Matala

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean Smart

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ -kieliharja

Lasilaturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-latauskuljetuslaukku

Antibakteerinen kielisuihke: 2 oz

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Control: Clean-tila

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum Health -tila

W3 Premium White -harjaspää: White+-tila

TongueCare+-kieliharja: TongueCare-tila

Liitännät

Langaton Bluetooth® -tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet****

Valkaiseva ominaisuus: Jopa 100 % vähemmän värjäytymiä*****

Painepalautte: Rengas palaa violetina, Varoittaa rungon värinällä

TouchUp: Varmistaa 100-prosenttisen käsittelyn

Ajastin: BrushPacer ja Smartimer

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

Paikannusanturi: Seuraa ja tehostaa harjausta

Hankaamisanturi: Neuvoo vähentämään hankaamista

3D-suukartta: Näyttää ongelmakohdat

TouchUp: Näyttää väliin jääneet kohdat

Asentotunnistin: Ohjaa alueille, jotka ohitit

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää*****

Virta

Jännite: 110–220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Ainekset

Kielisuihkeen ainesosat: Vesi, propyleeniglyseroli, Aromit, sinkkiglukonaatti, Setyyliipyridiniumkloridi, Sitruunaeukalyptusöljy, limoneeni, C142090, PEG-12 dimetikoni, PEG-40 hydrattu risiiniöljy, Tymoli, natriumsakariini



* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

** verrattuna tavalliseen hammasharjaan, johtavan valkaisevan hammastahnan kanssa

** verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

**** Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen

***** 3 päivän käytön jälkeen White+-tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan

***** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa