

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische sonische tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Gepersonaliseerde coaching

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van opzetborstels

5 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus



HX9984/17



## De slimste tandenborstel voor een gezondere mond

Vertrouw 100% op de beste resultaten voor uw patiënten

De beste resultaten met de Philips Sonicare DiamondClean Smart. Nieuwe, superieure, opzetborstels zorgen voor een effectieve plaqueverwijdering, gezondere gingiva en een frisse adem. Smart-sensortechnologie geeft gepersonaliseerde feedback via de tandenborstel en applicatie. Individuele coaching leidt tot betere poetstechniek en verbeterde mondgezondheid.

### Superieure resultaten voor alle patiënten

- Verwijdert tot wel 10x meer plaque\* voor een grondige reiniging
- Tot 7x gezondere gingiva in slechts 2 weken\*
- Verwijdert tot wel 5x meer extrinsieke verkleuringen\* in slechts 3 dagen
- Ter ondersteuning van een langdurig frisse adem

### Gepersonaliseerde feedback met Smart-sensortechnologie

- Volgt en verbetert het poetsbereik van uw patiënten
- Helpt patiënten bij een betere verzorging van probleemgebieden
- Waarschuwt patiënten wanneer ze te veel druk zetten
- Helpt patiënten om minder te 'schrobben'
- Een tweede kans om overgeslagen plekken te reinigen

### Intuïtieve poetservaring

- Opzetborstels synchroniseren met optimale poetsstand voor optimale resultaten
- Zorg ervoor dat patiënten alles uit hun opzetborstels halen
- Biedt 5 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus


## Kenmerken

### Plaque behoort tot het verleden



De Premium Plaque Defense-opzetborstel is bestemd voor de meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand tot wel 4x beter raakt\*\*\* en er tot 10x meer plaque wordt verwijderd, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen\*.

### Alleen het beste voor de gingiva van uw patiënten



Klik de Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor gezondere gingiva. Het kleinere formaat en de speciale borstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar de gingiva het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel er 100% minder kans is op gingivitis en de gingiva binnen 2 weken\* tot wel 7x gezonder is.

### W3 Premium White-opzetborstel




De Premium White-opzetborstel is onze beste opzetborstel om extrinsieke verkleuringen te verwijderen. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen binnen 3 dagen 5x meer extrinsieke verkleuringen\* verwijderen.

### TongueCare+-tongreiniger



De TongueCare+-tongreiniger, uitgerust met 240 MicroBristles van elastomeer, is speciaal ontworpen voor het grondig reinigen van de gehele tong. De flexibele MicroBristles volgen de randen en groeven en verwijderen zo opgehoopte bacteriën in combinatie met de antibacteriële BreathRx-tongspray. Dankzij de compacte vorm kunnen uw patiënten comfortabel de hele tong reinigen en zo bacteriën verwijderen die een slechte adem veroorzaken.


### Aandachtsgebieden en doelen stellen



Als u specifieke plekken in de mond van een patiënt identificeert die meer aandacht nodig hebben door opeenhoping van plaque,


teruggetrokken gingiva of een ander probleem, kan DiamondClean Smart helpen deze probleemgebieden aan te pakken. Patiënten kunnen deze plekken markeren in hun persoonlijke 3D-mond-kaart binnen de Philips Sonicare-app, en ze zullen iedere keer dat ze hun tanden poetsen herinneringen ontvangen om deze gebieden de extra zorg te geven die ze nodig hebben. De Philips Sonicare-app houdt een lopende geschiedenis van hun poetsgegevens bij, zodat patiënten hun prestaties eenvoudig kunnen beoordelen, hun vooruitgang kunnen volgen en hun dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen verbeteren.

### Locatiesensor



De locatiesensor van DiamondClean Smart geeft de locatie aan waar ze te weinig poetsen voor een schoner gebit. Als er plekken zijn die uw patiënten consistent missen wanneer ze poetsen, brengt de locatiesensor deze plekken onder hun aandacht.

### Schrobsensor



Met een elektrische tandenborstel moeten patiënten de borstel het werk laten doen in plaats van de borstel wrijvend te bewegen. DiamondClean Smart heeft een schrobsensor die hen helpt minder hard te poetsen voor een optimale techniek en een zachtere reiniging.

# Specificaties

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**White+:** Verwijdert extrinsieke verkleuringen

**Deep Clean+:** Voor een verkwikkend grondige reiniging

**Gum Health:** Speciale aandacht voor kiezen

**TongueCare+:** Voor een dag lang frisse adem

**3 intensiteitsniveaus:** Hoog, Medium, Laag

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 DiamondClean Smart

**Opzetborstels:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care, 1 Premium White, 1

TongueCare+-tongreiniger

**Oplaadglas:** 1

**Reisetui:** USB-Oplaadreisetui

**Antibacteriële tongspray:** 60 ml

## Smart-koppeling van poetsstanden

**C3 Premium Plaque Defence:** Koppelt met de Clean-poetsstand

**G3 Premium Gum Care-opzetborstel:** Koppelt met de Gum Health-poetsstand

**W3 Premium White-opzetborstel:** Koppelt met de White+-poetsstand

**TongueCare+-tongreiniger:** Koppelt met de TongueCare-poetsstand

## Connectiviteit

**Draadloze Bluetooth®-technologie:**

Gekoppelde Philips Sonicare app

## Compatibiliteit

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

**Compatibel met iOS:** iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Zwart

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 bewegingen/min

**Performance:** Verwijdert tot wel 10 keer meer plaque\*

**Gezondheidsvoordelen:** Tot 7x gezondere gingiva\*\*\*\*

**Wittere tanden:** Tot 100% minder extrinsieke verkleuringen\*\*\*\*\*

**Feedback bij te veel druk:** Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Poetscorrectie:** Zorgt voor een 100% schoon gebit

**Timer:** BrushPacer en SmarTimer

## Smart-sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te veel druk zet tijdens het poetsen

**Locatiesensor:** Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

**Schrobsensor:** Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

**3D-mondkaart:** Geeft probleemgebieden aan

**Poetscorrectie:** Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

## Gebruiksgemak

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Herkenning van opzetborstel:** Synchroniseert met de optimale poetsstand

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Display:** Verlicht display

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 14 dagen\*\*\*\*\*

## Vermogen

**Voltage:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Ingrediënten

**Antibacteriële tongspray:** 0,09% CPC, Zytex



\* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel  
\*\* vergeleken met een handtandenborstel met een goede tandpasta voor wittere tanden  
\*\*\* vergeleken met DiamondClean  
\*\*\*\* in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel gedurende 2 weken  
\*\*\*\*\* na 3 dagen in de White+-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel  
\*\*\*\*\* op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand  
\*\*\*\*\* aanbevolen met interdentaal reiniging