

PHILIPS

sonicare

(ranije ProResults za kontrolu naslaga)

C2 Optimal Plaque Defence

2 u pakiranju

Standardna veličina

Postavljanje pritiskanjem

BrushSync uparivanje načina rada

HX9022/10



Gruba prema naslagama. Nježna prema desnima.

Izvanredno uklanjanje naslaga svaki dan

Glava četkice za zube Sonicare C2 Optimal Plaque Defence tvrtke Philips (ranije poznata pod nazivom ProResults za kontrolu naslaga) savršena je za one koji žele održavati optimalno uklanjanje naslaga u sklopu svoje svakodnevne rutine za oralnu njegu.

Za izvanrednu njegu zuba i desni

- Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Inovativna tehnologija


- Testirane da ispune potrebe vašeg oralnog zdravlja
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips
- Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate**

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Uvijek ćete znati kad je zamijeniti. Za učinkovito čišćenje, svaki put.
- Dizajn za postavljanje pritiskanjem pruža jednostavno pričvršćivanje glave četkice

Istaknute znač.

Zaboravite na naslage



Gusto raspoređena, vrlo kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube. Posebno zaobljeni vrh pretvara dosezanje zuba u stražnjem dijelu usta u jednostavan zadatak.

Zamjenska glava četkice



Glavama četkica učinkovitost opada nakon 3 mjeseca upotrebe, a BrushSync™ upozorit će vas prije no što dođe do toga. Vaša pametna četkica prati koliko često i kojim intenzitetom četkate zube te će vas obavijestiti kad dođe vrijeme za zamjenu. Nimate pametnu četkicu Philips Sonicare? Jednostavno pratite plava zamjenska vlakna; kad pobijele, znat ćete kako je vrijeme za novu glavu četkice.

Jedina istinska sonična tehnologija



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Za bezbrižno četkanje zubi



Sve glave četkica Philips Sonicare sigurne su za upotrebu i nježne prema zubima i desnim. Tijekom testiranja, sve glave četkica temeljito se analiziraju kako bi se osigurala njihova izdržljivost i izvanredne radne značajke prilikom svakog četkanja.

BrushSync™ uparivanje načina rada



Značajka BrushSync™ uparivanja načina rada jamči najbolje moguće čišćenje**. Glava četkice Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence uskladuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™**, birajući optimalni način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno čišćenje. Trebate samo početi s četkanjem.

Lako postavljanje



Glava četkice Optimal Plaque Defence savršeno pristaje svim drškama četkica Philips Sonicare, osim modela Philips One i Essence. Jednostavno je postavite ili odvojite, za jednostavnu zamjenu i čišćenje.

Specifikacije

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 2 C2 Optimal Plaque Defence

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem

Odgovara sljedećim modelima: 2 Series za kontrolu naslaga, 2 Series za zaštitu od naslaga, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
BrushSync uparivanje načina rada

Dizajn i završna obrada

Krutost vlakana: Srednja

Boja: Bijela

Vlakna kao podsjetnik: Plava boja vlakana bljedi

Veličina: Standardna

Kvaliteta i radne značajke

Zamjena dijelova: Svaka 3 mjeseca

Testirano: radi postizanja optimalne uporabe

Prednosti za zdravlje

Uklanjanje naslaga: Uklanja do 7 puta više naslaga*



* Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

** BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™