

# PHILIPS

## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

For Kids

4 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Kindvriendelijke reiniging

HX6044/33



## Superieure reiniging in seconden.\*

Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen (7 jaar en ouder)

De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangename poetservaring die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.

### Een heerlijk schoon gevoel voor kinderen

- Tot wel 75% effectiever dan een handtandenborstel

### Ontworpen voor optimale prestaties

- Vanaf 7 jaar
- Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

### Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Vanaf 7 jaar



De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit kinderen vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangener schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor kinderen vanaf 4 jaar.

## Betere controles gegarandeerd



Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken aangener verlopen. Gegarandeerd betere controles of u krijgt uw geld terug.

## Superieure reiniging in seconden



Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.

## Maximale sonische beweging



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

## Systeem met opklikbare opzetborstel



De Philips Sonicare For Kids-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te klikken en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.

## Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 for Kids-standaardborstel

## Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen:

HealthyWhite+, For Kids

## Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Kleur: Aqua

Memo-borstelharen: Blauwe kleur  
borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

Materiaal van de opzetborstel: Bevat geen  
BPA

## Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot wel  
75% meer tandplak\*

## Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

