

# PHILIPS

## sonicare

Kompaktní velikost hlavice  
sonického kartáčku

For Kids

2 ks v balení

Kompaktní velikost

Nasazovací

Čištění, které mají děti rády

Использование нефирменных  
головок для электрических  
зубных щеток  
Philips Sonicare может привести  
к неправильной работе прибора  
даже его поломке,  
также быть небезопасным  
для зубов и дёсен

HX6032/33



## Dokonalé čištění během několika vteřin.\* Čistí a chrání úsměv dětí od 3 let

Kartáčková hlavice Philips Sonicare For Kids je ideální pro malá ústa s rostoucími zuby. Lze použít výhradně s elektrickými zubními kartáčky For Kids. Společně dětem nabízí bezpečný a příjemný způsob čištění zubů, při kterém se děti zabaví a snadno si na něj zvyknou.

### Navrženo pro optimální výkon

- Od 3 let věku
- Maximální efekt pro výjimečné čištění každou vteřinu
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Součást kvalitnější pravidelné péče o zdraví zubů a dásní

### Kartáčková hlavice je vhodná do více držadel


- Nasazovací design pro jednoduché umístění hlavice kartáčku



asimpleswitch.com

## Přednosti

### Od 3 let věku



Kompaktní velikost hlavice dětského kartáčku Philips Sonicare For Kids má speciálně vytvarovaný profil vhodný pro děti starší 3 let. Má jemná vlákna, která zajistí příjemné čištění. Je rovněž opatřena gumovým potahem, který přináší bezpečnější a příjemnější čištění. Dodává se také ve větší, standardní velikosti pro děti starší 7 let.

### Dokonalé čištění během několika vteřin



Náš sonický výkon vám umožní plně využít omezeného času, které vaše děti stráví čištěním zubů. Děti si navíc vytvářejí zdravé návyky a zdokonalují svou techniku čištění.

### Plné využití sonické technologie



Hlavice kartáčku Philips Sonicare jsou životně důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou

amplitudou, které vykonají více než 31 000 stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po špičku hlavice kartáčku. Tento sonický pohyb vytváří dynamické proudění tekutiny, které se dostává mezi zuby a podél linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a současně jemné vyčištění.

### Nasazovací hlavice kartáčku



Kartáčkovou hlavici Philips Sonicare For Kids lze snadno nasadit i sejmout z těla kartáčku, kde dobře drží a současně umožňuje jednoduchou údržbu a čištění. Je vhodná pro všechna těla sonických zubních kartáčků Philips Sonicare s výjimkou modelů PowerUp Battery a Essence.

### Kvalitnější péče o zdraví zubů a dásní



Stejně jako všechny autentické kartáčkové hlavice značky Philips Sonicare je i tato bezpečná pro zuby a dásně. Kvalita každé kartáčkové hlavice byla testována a prokázala výjimečný výkon a trvanlivost.

## Specifikace

### Balení obsahuje

**Náhradní hlavice kartáčku:** 2 Philips Sonicare for Kids

### Kompatibilita

**Systém hlavice kartáčku:** Nasazovací  
**Vhodné pro tyto modely:** HealthyWhite+, pro děti

### Design a provedení

**Měkčnost vláken:** Měkká nylonová vlákna  
**Barva:** Aqua  
**Vlákna, která upozorní:** Ztráta modré barvy vláken  
**Velikost:** Kompaktní  
**Materiál hlavice kartáčku:** Bez BPA

### Přínos pro zdraví

**Odstraňování zubního plaku:** Pomáhá odstranit plak

### Kvalita a výkon

**Výměna:** Každé 3 měsíce  
**Testováno:** pro optimální použití



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.