

PHILIPS

luz de energía

goLITE BLU



HF3320



Siéntete con más energía

todo el día de forma natural

La Philips goLITE BLU es una luz compacta portátil que produce una luz azul como la de un cielo despejado de verano. Está demostrado que este tipo de luz aumenta tus niveles de energía de forma natural cuando lo necesites y ayuda a combatir la apatía invernal.

Aumenta los niveles de energía y combate la apatía invernal

- Utiliza luz azul específica como la de un cielo despejado de verano
- Ayuda a mitigar los síntomas de la apatía invernal
- Ayuda a aumentar los niveles de energía

Luz cómoda y fácil de usar

- Utilízala durante sólo 15-45 minutos cada día y comprueba los resultados
- Control fácil del temporizador y la intensidad
- LED extraduraderos
- Luz azul 100% sin ultravioleta

Beneficios demostrados

- Estudios independientes demuestran unos niveles de energía mejorados en los usuarios
- Clínicamente probado* para mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía
- 100 años de experiencia de Philips en tecnología de luz

Destacados

Luz azul natural




La luz de energía goLITE BLU produce un tipo de luz azul pura muy peculiar que se produce de forma natural en días muy soleados y claros. Los ojos disponen de receptores especiales que captan esta luz azul capaz de hacerte sentir con energía cuando lo necesites.

Combate la apatía invernal



En países con inviernos largos, mucha gente sufre una pérdida de energía y abatimiento debido a la falta de luz. A estos síntomas se les denomina apatía invernal; normalmente comienzan en otoño y pueden durar varias semanas. Philips goLITE BLU es una forma sencilla y natural de mitigar estos síntomas y restablecer el ánimo y el nivel de energía que se tienen en verano.


Aumenta los niveles de energía



Los ajetreados estilos de vida que llevamos exigen mucha energía y queremos dar lo mejor de nosotros mismos cuando trabajamos y en nuestro tiempo libre. A veces nos sentimos faltos de energía: si utilizas goLITE


BLU en cualquier momento del día, aumentarás tus niveles de energía y atención de manera natural.

Utilízala durante 15-45 minutos cada día



Coloca goLITE BLU en tu campo de visión, no es necesario que mires directamente a la luz. Con tan sólo utilizar la luz de energía goLITE BLU durante al menos 15 minutos, mejorará tu estado de ánimo y aumentará tu nivel de energía de forma natural, cuando lo necesites. Puedes utilizarla durante más tiempo con total seguridad. Si la utilizas cada mañana de forma regular durante los meses de invierno, te ayudará a mitigar los síntomas de la apatía invernal.

Temporizador y regulador sencillos



Ajusta el temporizador según tus necesidades a 15, 30, 45 o 60 minutos y elige el brillo adecuado entre los tres niveles utilizando el regulador.

LED duraderos




Los duraderos LED de la goLITE BLU se pueden utilizar durante 30 minutos al día durante 50 años sin perder su eficacia.

Sin ultravioleta



La luz azul pura aumenta tus niveles de energía de forma natural como lo haría un día soleado, pero sin los rayos ultravioleta asociados a la luz del sol.

Niveles de energía mejorados



Estudios independientes demuestran que un 70% sentía que sus niveles de energía habían mejorado después de 2 semanas de uso. Bzz Agent, Reino Unido, 2011; n = 823

Clínicamente probado*



Clínicamente probado* para combatir la apatía invernal y aumentar los niveles de energía.

Experiencia de Philips



Proporcionado por Philips, que cuenta con más de 100 años de liderazgo en tecnología de luz.

Especificaciones

Bienestar a través de la luz

Combate la tristeza del invierno
Aumenta tu nivel de energía
Aumenta la atención

Iluminación cómoda

Luz azul específica
Regulador de intensidad luminosa: Sí,
3 niveles
Óptica de difusión avanzada
Campo de tratamiento amplio

Fácil de usar

Botón de encendido/apagado
Temporizador del tratamiento: 15, 30, 45,
60 minutos

Portátil

Diseño pequeño y compacto
Uso sólo con cable

Aparato médico

Directiva sobre Dispositivos Médicos:
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Seguridad

Sin ultravioleta: Sin UV ni radiación UV
cercana
Cumple la normativa IEC 60601-1 Ed. 3
Certificación CE 0344

Especificaciones técnicas

Potencia: 5,4 W
Voltaje: 100-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Tipo de lámparas: LED

Vida útil de las lámparas: 10.000 hora(s)

Longitud del cable: 240 cm

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 14 x 14 x 2,5 cm

Peso del producto: 0,3 kg

Dimensiones de la caja (ancho x alto x
profundo): 17 x 18 x 10,5 cm

Peso de la caja: 0,5 kg

Caja principal: 2

Datos logísticos

País de origen: China

Código CTV: 884332001

