

PHILIPS

sonicare

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

C3 Premium Plaque
Defence

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9044/17



Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

В 10 раз более эффективное удаление налета* и потрясающий результат чистки

Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку.

Для эффективного удаления зубного налета

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Глубокая очистка с Philips Sonicare

- Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Инновационная технология


- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Разработана для достижения наилучшего результата

- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта


Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Defence подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.

Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

Подсказки о замене насадки




Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Простая установка



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Характеристики

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Defence, 4 шт.

Дизайн и отделка

Распознавание чистящей насадки: Да

Жесткость щетинок: Средней жесткости

Цвет: Белый

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие резиновые ребра

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Размер: Стандартный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для: всех щеток Philips Sonicare

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Удаление налета: Удаляет в 10 раз больше налета*

