

# PHILIPS

## AVENT

### Ručna izdajalica

Jednostavno izdajanje i  
hranjenje

Standardni komplet



SCF430/10



## Ugodno izdajanje, kamo god krenuli

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka

Uživajte u nježnoj udobnosti prijenosne ručne izdajalice Philips Avent. S tehnologijom prirodnog kretanja, nadahnutom pokretima koje beba čini prilikom sisanja za brzo otpuštanje mlijeka. Prikladno i praktično za sve bradavice.

#### Jednostavno čišćenje

- Jednostavno čišćenje i sastavljanje

#### Ugodno izdajanje

- Izdojite i nahranite
- Lako potiče otpuštanje mlijeka prije ili između hranjenja
- Izdajajte bez naginjanja naprijed
- Odaberite svoj ritam, pratite protok mlijeka

#### Prijenosno i praktično

- Idealna za mame koje izdajaju na putu

#### Jednostavno, nježno i učinkovito

- Meki prilagodljivi silikonski jastučić u jednoj veličini
- Pomaže ubrzati otpuštanje mlijeka

# Istaknute znač.

## Tehnologija Natural Motion



Inovativni silikonski jastučić – nadahnuta jedinstvenim dječjim sisanjem – brzo stimulira bradavicu za otpuštanje mlijeka. Za udobno i učinkovito izdajanje.

## Prilagodava se vašim bradavicama



Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite grade, silikonski se jastučić nježno savija te prilagodava vašoj jedinstvenoj anatomiji. Pristaje 99,98 % svih veličina bradavica\* (do 30 mm).

## Prijenosna i laka za upotrebu



Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdajanje u pokretu čini diskretnijim.

## Brzo otpuštanje mlijeka



Jedinstvena, prijenosna ručna izdajalica – idealna za majke koje trebaju nježno otpustiti mlijeko kada nisu doma ili prije dojenja.

## Kontrola usisavanja i protoka



Slobodno prilagodite ritam pumpanja i usisavanja vašim potrebama, udobnosti i protoku mlijeka.

## Udobno se smjestite



Opustite se i sjedite udobno tijekom izdajanja – zahvaljujući našem dizajnu možete sjediti uspravno, ne morate se nanjigati prema naprijed.

## Jednostavno čišćenje i sastavljanje



Budući da se sastoji od samo nekoliko dijelova, naša nova izdajalica lako se sastavlja i čisti.

## Izdojite i nahranite



Za hranjenje izdojenim mlijekom jednostavno postavite meku dudu na bočicu. Za spremanje mlijeka za kasnije hranjenje bočicu zatvorite brtvenim prstenom.

# Specifikacije

**Što se nalazi u paketu**

Bočica od 4 oz s dudom od 0+ mjeseci: 1 kom.

Jednokratni jastučići za dojke: 2 kom.

Disk za zatvaranje: 1 kom.

Poklopac s jastučićem: 1 kom.

Komplet za izdajanje s ručkom: 1 kom.

**Funkcije**

Mekan i prilagodljiv jastučić: Nježna stimulacija

