

Philips Sonicare kabelloser
Power Flosser 3000
Wasser-Flosser - schwarz

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque
Vollständige Reinigung in 60
Sekunden
2 Modi für die Reinigung, 3
Intensitätsstufen
Schnelles, universelles Aufladen
mit USB-C-Kabel



HX3806/33

Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream- Technologie

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque* an behandelten Stellen

Mühelose gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume, damit Sie es einfach richtig machen.

Einfach und praktisch

- Einfach zu befüllender 250-ml-Behälter
- Mühelose Technik
- Standardspitze für punktuelle Reinigung
- Schnelles, universelles Aufladen mit USB-C-Kabel

Schnellere, effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume

- 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen
- Vollständige Reinigung in 60 Sekunden
- Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn
- Quad-Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

PHILIPS
sonicare

Wasser-Flosser - schwarz

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque Vollständige Reinigung in 60 Sekunden, 2 Modi für die Reinigung, 3 Intensitätsstufen, Schnelles, universelles Aufladen mit USB-C-Kabel


Besonderheiten

Quad Stream-Technologie



Die einzigartige X-förmige Quad Stream-Spitze trennt den Fluss in 4 Wasserstrahlen, sodass mehrere Bereiche zwischen den Zähnen und entlang der Zahnfleischlinie erfasst werden. Erhalten Sie eine schnellere, tiefere Reinigung, ohne Zahnseide nutzen zu müssen.

Pulse Wave-Technologie



Das Wasser pulsiert sanft und führt Sie im Deep Clean-Modus von Zahn zu Zahn – damit Sie jedes Mal richtig putzen.


2 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Wählen Sie die Reinigung, die zu Ihrem Lächeln passt. Der Clean-Modus sorgt für einen kontinuierlichen Fluss für eine effiziente, tägliche Reinigung. Der Deep Clean-Modus sorgt für eine gründlichere Reinigung. Die

anpassbare Intensitätsstufe passt sich für mehr Komfort an.

Vollständige Reinigung in 60 Sekunden



Erreichen Sie dank der 360-Grad-Drüse, schwer zugängliche Bereiche, damit Sie das Gerät in jeder Stellung verwenden können. Erhalten eine gründliche Rundum-Reinigung in nur 60 Sekunden von Anfang bis Ende.

Aufladung über USB-C



Das bequeme Aufladen über ein USB-C-Kabel nutzt dieselbe Verbindung wie die meisten Mobiltelefone oder Tablets. Mit einer einzigen Aufladung können Sie das Gerät bis zu 14 Tage verwenden.


HX3806/33

250 ml Behälter




Das Behältervolumen von 250 ml reicht für eine empfohlene Reinigung von 60 Sekunden. Einfach drehen und öffnen oder die seitliche Einfüllklappe zum einfachen Nachfüllen verwenden.

Mühelose Technik



Einfach ausrichten, drücken und reinigen – für eine effiziente Reinigung der Zahnzwischenräume. Richten Sie die Spitze zwischen Ihre Zähne und entlang des Zahnfleischrands. Das Gerät macht die ganze Arbeit für Sie.

Standardspitze für punktuelle Reinigung



Eine Standardspitze mit einem Strahl erhöht den Druck für die punktuelle Reinigung und entfernt Speisereste, wo Sie es benötigen.

Wasser-Flosser - schwarz

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque Vollständige Reinigung in 60 Sekunden, 2 Modi für die Reinigung, 3 Intensitätsstufen, Schnelles, universelles Aufladen mit USB-C-Kabel

HX3806/33

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Consumer Trade Item

- Height: 24.7 cm
- Width: 13.4 cm
- Length: 9.2 cm
- Net weight: 0.418 kg
- Gross weight: 0.636 kg
- GTIN: 8710103991434
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

- Height: 27.2 cm
- Width: 15.1 cm
- Length: 29.9 cm
- Net weight: 1.254 kg
- Gross weight: 1.908 kg
- GTIN: 18710103991431

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Düsenaufsatz: Leichtes Auf- und Abstecken

Leistung

- Pflege: Reinigt den ganzen Mund in 60 – 90 Sekunden

Artikel enthalten

- Kabelloser Power Flosser: 1
- F1 Standarddüse: 1
- F3 Quad°Stream-Düse: 1
- Reisetasche: 1
- USB-Ladekabel: 1
- USB-Wandladegerät: 1

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Intensitätsstufen: 3

Vorteile für die Gesundheit

- Plaque-Entfernung: Entfernt bis zu 99 % an Plaque an behandelten Stellen.*

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz



Ausstellungsdatum
2024-06-03

Version: 11.11.2

EAN: 87 10103 99143 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* In einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.