

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo de dientes  
eléctrico

DailyClean 2100

1 modo de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado  
(C2)



HX3212/03



Se ha demostrado clínicamente que ofrece una  
limpieza superior\*

Elimina hasta 3 veces más placa\*

Concebido como el cepillo eléctrico ideal para los usuarios habituados a la  
limpieza manual, sentirás que es la primera vez que te cepillas los dientes de  
verdad.

#### Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

#### Diseñado para ti

- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- Duración de la batería
- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo

#### Innovative technology

- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

#### Optimiza tu cepillado

- Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje

## Destacados

### Tecnología Philips Sonicare



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

### Di adiós a la placa



Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual. Además, las cerdas se adaptan a la forma de los dientes, para que puedas limpiar fácilmente las zonas más difíciles de alcanzar.

### QuadPacer y SmarTimer



Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

### Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

### Duración de la batería



Dura hasta 14 días entre cada carga.

### Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje



El cabezal de cepillado se quita y se pone fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos. Se adapta a los mangos de cepillos Philips Sonicare, PowerUp Battery y Essence+/Elite+/CleanCare+.

## Especificaciones

### Potencia

Tensión: 110-220 V

### Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 14 días

Pila: Recargable

Tipo de batería: NiMH

### Diseño y acabado

Color: Azul claro

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Fácil de usar

Mango: Diseño ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

### Piezas incluidas

Cabezales: 1 Defensa antiplaca Optimal C2

Cargador: 1

Mango: 1 DailyClean 2100

### Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa\*

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

### Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

