

PHILIPS

sonicare

cabezal de
cepillado antiplaca

2 unidades

Tamaño estándar

Fácil montaje

Eliminación avanzada de la
placa

HX9022/07



Control superior antiplaca

Cabezal de cepillado para una eliminación avanzada de la placa*

Con Plaque Targeting Design para el tratamiento de la placa, el cabezal de cepillado control antiplaca de Philips ayuda a eliminar hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual.

A brush head that fits multiple handles

- Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on

Probado, mejora la higiene bucal

- Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

Diseñado para optimizar el rendimiento

- Optimizado para ofrecer una eliminación superior de la placa*
- Las cerdas de cepillo con aviso garantizan la limpieza más eficaz
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Ofrece una eliminación superior de la placa

- Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual

Destacados

Mejor eliminación de la placa dental



El cabezal de cepillado dispone de unas cerdas de diseño de alta densidad y calidad para eliminar la placa de forma eficaz. También dispone de unas potentes cerdas con una curva especial para llegar fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Elimina hasta 6 veces más placa



Se ha probado clínicamente que elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual.

Movimiento sónico maximizado



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje



El cabezal de cepillado se quita y se pone fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos. Se adapta a todos los mangos de cepillos Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y Essence.

Higiene bucal superior



Al igual que todos los cabezales de cepillado marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo es seguro para los dientes y las encías. Todos los cabezales se han probado para garantizar que ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

Cerdas de cepillo con aviso



A primera vista, puede que no sea evidente, pero los cabezales de cepillado pierden rigidez y se desgastan gradualmente con el uso normal a lo largo de los meses. Nuestras cerdas azules de aviso se vuelven blancas para ayudarte a saber cuándo ha llegado el momento de sustituir el cabezal. Para obtener los mejores resultados, sustituye el cabezal de cepillado cada tres meses.

Especificaciones

Consumer Trade Item

Height: 22 cm
Width: 6.2 cm
Length: 3.1 cm
Net weight: 0.016 kg
Gross weight: 0.035 kg
GTIN: 8710103671220
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Caja exterior

Height: 14 cm
Width: 15.2 cm
Length: 26.7 cm
Net weight: 0.16 kg
Gross weight: 0.483 kg
GTIN: 18710103671227

Diseño y acabado

Dureza de cerdas: Mediano
Color: Blanco
Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las cerdas va desapareciendo
Tamaño: Estándar

Otros

Height: 112.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68710103671222

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje
Adecuado para estos modelos: HealthyWhite+, Serie 2 Control antiplaca, Serie 3 Cuidado de

las encías, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Para niños, HealthyWhite

Piezas incluidas

Cabezales: 2 ProResults control antiplaca

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses
Probado: para un uso óptimo

Beneficios para la salud

Cuidado de las encías: Mejora la salud de las encías
Eliminación de la placa: Elimina hasta 6 veces más placa*

