

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra – prístroj
na medzizubnú hygienu

s 1 tryskou a 1 kefkovým
nástavcom

Nabíjací pohár, cestovné puzdro



HX8391/02



Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Najlepšia bieliaca sonická zubná kefka Philips Sonicare

To najlepšie bielenie zubov v našom najelegantnejšom modeli elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare. Prejdite aj vy na Philips Sonicare. AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť.

Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť**
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Designed around you

- Duálny systém nabíjania: pohár s integrovanou nabíjačkou a cestovné puzdro

Superior technology

- Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku
- Kefkový nástavec DiamondClean pre najlepšie bielenie zubnou kefkou Philips Sonicare
- Odstráni až 7x viac povlaku ako manuálna zubná kefka
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Hlavné prvky

Odstraňuje až 99,9 % povlaku



AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.**

Technológia mikrovapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.**


Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Prispôbenie trojitého prestreku



Vysokovýkonné striekanie trysky AirFloss Ultra je možné nastaviť podľa vašich predstáv na jednoduchý, dvojitý alebo trojitý prúd pri každom stlačení aktivačného tlačidla.

Vybieli zuby 2x lepšie




Pomocou zubnej kefy Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefy, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvrn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.

Odstráni až 7x viac povlaku



Odstráni až 7-krát viac povlaku z ťažko prístupných miest v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Kefkový nástavec DiamondClean



Hlavica DiamondClean, najlepší kefkový nástavec na bielenie zubov radu Philips Sonicare, má vlákna v tvare diamantu, ktoré účinne, no zároveň jemne odstraňujú zubný povlak. Odstraňuje povlak z kávy, čaju, červeného vína, cigariet a tabaku už za 1 týždeň.

Jediná spoľahlivá sonická technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej kefy Philips Sonicare jemne a efektívne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.

Technické údaje

Príkon

Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Ružová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Displej: Podsvietený displej

Prídavný nástavec: Lahko sa nasúva a odpája

Životnosť batérie: 1 – 3 týždne****

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Príbalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť

Cestovné puzdro: Cestovná puzdro s USB

Telá: 1 DiamondClean

Nabíjacia jednotka: 1

Nabíjací pohár: 1

Rúčka AirFloss Ultra: 1

Tryska AirFloss Ultra: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Vyčistí celé ústa za 60 s

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefy za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**, Odstráni až 7 x viac povlaku*

Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien

Prispôbitelné nastavenia: Automaticky alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitéj/trojitéj prestrek***

Prínosy pre bielenie zubov: 2x lepšie bielenie zubov*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Polish: Rozžiari a vyleští vaše zuby

Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien



* alebo Vám vrátíme peniaze

** ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

*** Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii.

Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

** pri dvoch dvojmínútových čisteniach denne, v režime Clean

**** AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.

***** v závislosti od použitého nastavenia striekania