

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

FlexCare

3 modos

Dos cabezales de cepillado

HX6942/04



Un nuevo concepto de limpieza

con las características de FlexCare

Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma garantizada de mejorar su salud dental. Se trata del nuevo Philips Sonicare Flexcare, que se adapta a sus necesidades de cuidado bucal.

Guides you to follow dental recommendations

- El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo
- El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

Cabezal de cepillado ProResults

- Diseñado para adaptarse mejor a la boca

Características de FlexCare

- 3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados
- Max Care: 3 minutos para un cepillado más exhaustivo
- Go Care: ciclo de cepillado de 1 minuto para una limpieza rápida

Destacados

Cabezal de cepillado ProResults



El cabezal de cepillado ProResults se adapta al contorno de los dientes, y el movimiento de cepillado más amplio de sus cerdas proporciona una mejor cobertura de los mismos.



Características de FlexCare



3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados.

Go Care

Ciclo de cepillado de 1 minuto en modo Limpieza, para una limpieza rápida.

Max Care

3 minutos para un cepillado más exhaustivo.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco y verde

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico, Mango de goma para un manejo cómodo

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Mangos: 1 FlexCare

Cabezales: 1 ProResults estándar, 1 ProResults compacto

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta el 83% de la placa en las zonas de difícil acceso

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes hasta 2 tonos

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Masaje: Masaje estimulante

Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías

2 hábitos: Go Care y Max Care

