

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
Sonicare com bateria

Essence

1 modo

1 cabeça de escova

HX5551/02



Melhor alcance para uma limpeza superior

A única escova sónica inclinável que lhe proporciona o melhor alcance para uma limpeza superior. A ação de limpeza dinâmica única da Sonicare alcança os dentes em profundidade e as áreas de difícil acesso, enquanto massaja as gengivas para uma experiência de escovagem inigualável.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- O temporizador SmarTimer incentiva o tempo de escovagem de 2 minutos

Additional features

- Suporte para a cabeça da escova
- Sinaliza quando deve recarregar a bateria

Better reach for a better clean

- Cabeça da escova sofisticada

Ease into the Sonicare experience

- Easy-start para se habituar à experiência Sonicare

Dynamic cleaning action

- Tecnologia sónica patenteada

Destaque


Tecnologia sónica patenteada

A tecnologia sónica patenteada da Sonicare combina as cerdas de seguimento dos contornos e as rotações de escovagem amplas com movimento das cerdas de alta velocidade (31 000 rotações por minuto) para criar uma ação de limpeza dinâmica. Isto proporciona-lhe uma experiência de escovagem incomparável. Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes Sonicare ajuda a reduzir a gengivite, melhora a saúde das gengivas e reduz significativamente as manchas de café, chá e tabaco para dentes naturalmente mais brancos.

Cabeça da escova sofisticada

Cabeça da escova com cabo esguio inclinável e cerdas com extremidades arredondadas, concebidas para se adaptarem aos contornos dos dentes para facilidade de utilização melhorada.

Easy-start



Aumenta suavemente a potência ao longo das primeiras 12 utilizações para facilitar a adaptação à Sonicare




SmarTimer



Temporizador de 2 minutos ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

Quadpacer



Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Indicador de carga



Sinaliza quando deve recarregar a bateria. Bateria de longa duração deve fornecer até duas semanas de escovagem, duas vezes por dia, entre carregamentos.

Suporte para a cabeça da escova

Arruma facilmente uma cabeça da escova extra.

Especificações

Design e acabamento

Cor: Branco

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: NiMH

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico, Punho em borracha para um manuseamento simples

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeça da escova de aparafusamento fácil

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pegas: 1 Essence

Cabeças de escova: 1 e-Series padrão

Carregador: 1

Estojo de viagem: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min., Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remoção da placa bacteriana até 2 vezes superior*

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a saúde das gengivas

Benefícios de branqueamento: Ajuda a remover manchas naturalmente

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

