

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica com app

ExpertClean 7300

Escovagem assistida através de
app

Sensor de pressão integrado

Reconhecimento inteligente da
cabeça

3 modos, 3 intensidades



HX9681/01



Tecnologia inteligente para hábitos saudáveis de higiene oral

Uma limpeza total em função das necessidades dos
pacientes

A escova Philips Sonicare ExpertClean funciona como guia pessoal de escovagem dos seus pacientes, utilizando tecnologia de sensores inteligentes e relatórios de progresso para monitorizar os hábitos e fornecer feedback para melhorar a técnica de escovagem e a rotina diária de higiene oral.

Proven to improve oral health

- Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana
- Melhor cuidado das gengivas para uma saúde global

Improves patients' oral health


- Remove 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda
- Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Designed around your patient

- 3 modos, 3 intensidades
- Alerta os pacientes para a bateria fraca
- Para uma limpeza mais eficaz, todos os dias
- Orienta os pacientes para utilizar a quantidade correta de pressão
- Orienta os pacientes para melhores hábitos de higiene oral
- As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais


Destques

Remove até 10x mais placa bacteriana*




A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.

Gengivas até 7x mais saudáveis*



A cabeça de escova G3 Premium Gum Care melhora a saúde das gengivas dos pacientes. O tamanho mais reduzido e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma limpeza suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*

Relatório de progresso



Os sensores monitorizam e medem os comportamentos de escovagem dos pacientes, enquanto a pega da escova Philips Sonicare ExpertClean disponibiliza feedback instantâneo. Ao longo do tempo, a aplicação Sonicare guarda e analisa estes hábitos e gera um relatório de progresso para ajudar a promover uma melhor técnica de escovagem.

3 modos, 3 intensidades



Com três modos de escovagem (Clean, Gum Health, DeepClean+) e três regulações de intensidade (Low, Medium, High), os seus pacientes podem personalizar a experiência de escovagem para um conforto ideal e uma limpeza completa. Consulte as Especificações para obter informações mais detalhadas sobre os modos.


Reconhecimento inteligente da cabeça da escova



Um microchip na cabeça da escova sincroniza com a pega Philips Sonicare ExpertClean. Se um paciente encaixar uma cabeça de escova

C3 Premium Plaque Control/Defence/Defence, G3 Premium Gum Care ou W3 Premium White, a escova de dentes seleciona automaticamente o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais. Os seus pacientes precisam apenas de começar a escovar os dentes. Ajuda os pacientes a ter as melhores definições para obter o melhor desempenho e responder às suas necessidades

Sensor de pressão



Se os pacientes aplicarem demasiada pressão, o sensor de pressão intuitivo faz pulsar suavemente a pega e dá aos pacientes o feedback em tempo real de que necessitam para adotar um toque mais suave. Num estudo de pacientes nos EUA, 7 em cada 10 utilizadores com escovagens agressivas analisados reduziram a pressão de escovagem quando utilizaram o sensor de pressão.****

C3 Premium Plaque Control



A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control é a nossa cabeça de escova com a limpeza mais profunda até hoje. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar.*

Especificações

Design e acabamento

Cor: Branco e azul claro

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Iões de lítio

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior, com o sistema operacional iOS7

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 ExpertClean

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Carregador: 1

Estojo de viagem: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais saudáveis*

Benefícios de branqueamento: Ajuda a remover manchas naturalmente

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos molares

Emparelhamento do modo BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Emparelha-se com o modo Clean

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care: Emparelha-se com o modo Gum Health

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega inteligente e, cabeça de escova inteligente

