

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

FlexCare

3 modos

2 cabeças de escova

Sist. desinfecção cabeças de
escova UV



HX6982/10



Limpeza avançada

Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma forma garantida de ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova Philips Sonicare FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene dentária.

Proven to improve oral health

- Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas
- Dentes naturalmente mais brancos com tecnologia sónica patenteada
- Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Guides you to follow dental recommendations

- Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado
- O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

Provides a superior clean

- A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes
- Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás
- Sistema de desinfecção de cabeças de escova por UV – Escova mais limpa, melhor saúde oral

Offers a customized brushing experience

- Programa Easy-start para se habituar à experiência Sonicare
- Três modos diferentes para uma melhor experiência de limpeza

Destques

Tecnologia sónica



A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes eléctrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Pega angular da cabeça da escova



A pega angular exclusiva desta cabeça da escova de dentes facilita o alcance dos dentes de trás, removendo a placa bacteriana nas áreas difíceis de alcançar.

Sistema de desinfecção de cabeças de escova por UV

Solução completa de desinfecção, carregamento e arrumação. O Sistema de desinfecção de cabeças de escovas por UV ajuda-o a manter a cabeça da sua escova livre de bactérias. Este mata até 99% das bactérias e vírus.*

Dentes naturalmente mais brancos



Foi comprovado que a ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o maior contacto direto com cada dente removem as manchas diárias para ajudar a manter os dentes naturalmente mais brancos.

Segura e delicada



A Philips Sonicare é uma escova de dentes eléctrica suave para aparelhos dentários (as cabeças da escova desgastam-se mais cedo quando utilizadas em aparelhos dentários) e também é segura para restaurações dentárias (enchimentos, coroas, revestimentos) e bolsas peridontais.

Melhora a saúde das gengivas



Esta escova de dentes eléctrica Philips Sonicare proporciona uma óptima limpeza entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, para uma melhor saúde das gengivas em apenas duas semanas.

SmarTimer




O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes eléctrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

Quadpacer



O temporizador de intervalos de 30 segundos indica quando concluiu cada quadrante da boca e assinala quando deve avançar para outra área, proporcionando uma limpeza mais uniforme por toda a boca

Programa Easy-start



Aumenta lentamente a potência ao longo das primeiras 14 utilizações para facilitar a adaptação à escova de dentes eléctrica Philips Sonicare

Três modos de limpeza diferentes



Três modos incluem um modo para limpar para uma limpeza extraordinária em 2 minutos. Um modo sensível para uma limpeza delicada mas cuidada das gengivas e um modo de massagem para estimular as gengivas.



Especificações

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco e verde

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio, Punho em borracha para um manuseamento simples

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pegas: 1 FlexCare

Cabeças de escova: 1 ProResults normal, 1 ProResults compacta

Carregador: 1

Estojo de viagem: 1 suave

Sistema de desinfecção por UV

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 83% de placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a saúde das gengivas

Benefícios de branqueamento: Branqueia os dentes em até 2 tons

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Massagem: Massagem revigorante

Sensível: Limpeza suave de dentes e gengivas

2 rotinas: Go Care e Max Care

