

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

FlexCare Platinum

3 modos, 3 intensidades

2 cabeças de escova

com sensor de pressão



HX9112/12



## Limpeza profunda e suave

Remoção da placa dentária 10x superior e gengivas mais saudáveis\*

Com FlexCare Platinum, até a limpeza mais profunda é suficientemente suave para proteger dentes e gengivas. Graças à cabeça de escova AdaptiveClean e ao sensor de pressão intuitivo, obtém o máximo de remoção da placa dentária e uma experiência mais suave, independentemente da forma como escova os dentes.

### Proven to improve oral health

- Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas
- Remova até 10x mais placa com AdaptiveClean\*
- Segura e suave, para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

### Designed around you

- Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos
- Bateria de longa duração e estojo de viagem
- Alerta-o quando está a escovar com demasiada força

### Provides a superior clean

- A cabeça de escova AdaptiveClean adapta-se ao longo da linha das gengivas
- O modo Deep Clean foca-se nas zonas problemáticas

### Optimize your brushing

- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave
- Escolha entre 3 modos e 3 definições de intensidade


# Destques

## Remove até 10x mais placa




Clique na cabeça de escova AdaptiveClean para sentir a experiência da limpeza mais profunda. Conseguirá uma superfície de contacto 4x maior\*\* e removerá até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar\* e uma limpeza verdadeiramente profunda ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.

## Cuide das suas gengivas



Graças à limpeza ideal da sua FlexCare, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

## 3 modos, 3 definições de intensidade



Com a FlexCare Platinum Connected, vai sentir a experiência de uma lavagem verdadeiramente profunda. As nossas 3 definições de intensidade permitem-lhe aumentar a limpeza, enquanto os 3 modos respondem às suas necessidades específicas:

modo Clean para uma limpeza diária superior, White para remover as manchas de superfície e Deep Clean para uma frescura revigorante.

## Limpeza extra profunda



Com o nosso modo Deep Clean, pode focar-se verdadeiramente nas áreas específicas, prestando-lhes uma atenção especial. Combinámos o nosso movimento exclusivo da cabeça da escova com mais 3 minutos de escovagem para que os seus dentes recebam uma lavagem realmente profunda.

## Demasiada pressão?



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova FlexCare Platinum nota. Se aplicar demasiada pressão, a pega começa a vibrar suavemente. Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função os ajudou a escovarem melhor os seus dentes.


## Tecnologia Philips Sonicare



As vibrações sónicas potentes convertem o seu dentífrico em bolhas que combatem a placa bacteriana, espalhando-as


profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Simultaneamente, os seus dentes irão sentir 62 000 movimentos suaves mas eficazes da escova. Obtenha os resultados de um mês de escovagem manual em apenas 2 minutos.

## Dentes até 2x mais saudáveis



Clique na nossa cabeça de escova AdaptiveClean para uma limpeza profunda e suave que deixe as gengivas até 2x mais saudáveis do que uma escova de dentes manual. As partes laterais em borracha macia adaptam-se a cada contorno dos dentes e gengivas para absorverem qualquer pressão excessiva. As cerdas chegam fundo entre os dentes proporcionando uma limpeza profunda confortável e eficaz.

## QuadPacer e Smartimer



Consiga uma escovagem completa em apenas 2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe saber quando já passou o tempo ideal em cada secção da boca enquanto o nosso Smartimer lhe indica quando já decorreu o tempo total. Estes dois elementos ajudam-no a atingir o seu tempo de escovagem recomendado sempre que escova os dentes.

# Especificações

## Potência

Voltagem: 110-220 V

## Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): Até 3 semanas \*\*

Tipo de pilha: Iões de lítio

## Design e acabamento

Cor: Cinzento antracite

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Visor: Visor iluminado

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas\*\*\*

## Itens incluídos

Cabeças de escova: 1 AdaptiveClean, 1

InterCare padrão

Carregador: 1

Pega: 1 FlexCare Platinum

Estojo de viagem: 1

## Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana\*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Sensor de pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Benefícios de branqueamento: Ajuda a remover manchas naturalmente

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

## Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Branco: Elimina manchas da superfície

Limpeza profunda: Para uma limpeza profunda revigorante



\* do que uma escova de dentes manual

\*\* Em comparação com uma cabeça de escova DiamondClean

\*\*\* com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia