

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

FlexCare

3 modos

2 cabeças de escova

HX6912/32



Limpeza avançada

Escova de dentes para limpeza suave de dentes e gengivas

Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma forma garantida para ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova escova de dentes elétrica Philips Sonicare FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene oral.

Proven to improve oral health

- Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas
- Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual
- Segura e suave, para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

Designed around you

- O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare
- Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos
- Escolha entre 3 modos, incluindo Massage

Provides a superior clean

- Cabeça angular para ajudar na limpeza de zonas difíceis
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

Destaque

Diga adeus à placa bacteriana




As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

Cuide das suas gengivas



Graças à limpeza ideal da sua FlexCare, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

3 modos de limpeza à escolha



Com a FlexCare, pode mudar a forma como escova para ir ao encontro dos seus objectivos de saúde oral. Escolha entre 3 modos: Massage, que estimula as gengivas para uma melhor saúde gengival; Clean, para uma limpeza diária fantástica e White, para remover de forma suave mas eficaz as manchas de superfície.

Adaptação fácil à sua nova rotina



Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. O nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Escove com confiança



Independentemente das suas necessidades específicas, pode usufruir de uma experiência de escovagem segura com a FlexCare. A nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e faceta dentárias, e pode ser utilizada no tratamento diário de doenças gengivais.

QuadPacer e Smartimer



Consiga uma escovagem completa em apenas 2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe saber quando já passou o tempo ideal em cada secção da boca enquanto o nosso Smartimer lhe indica quando já decorreu o

tempo total. Estes dois elementos ajudam-no a atingir o seu tempo de escovagem recomendado sempre que escova os dentes.

Alcance as zonas difíceis



A forma única da pega da sua escova de dentes FlexCare, aliada às nossas cabeças de escova, permite uma limpeza completa mesmo em zonas difíceis, como os dentes de trás.

Tecnologia Philips Sonicare



As vibrações sónicas potentes convertem o seu dentífrico em bolhas que combatem a placa bacteriana, espalhando-as profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Simultaneamente, os seus dentes irão sentir 62 000 movimentos suaves mas eficazes da escova. Obtenha os resultados de um mês de escovagem manual em apenas 2 minutos.

Especificações

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Visor: Visor iluminado

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Carregador: 1

Pega: 1 FlexCare

Cabeças de escova: 2 DiamondClean padrão

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 7 vezes mais placa bacteriana*

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a saúde das gengivas

Benefícios de branqueamento: Remove 100% mais manchas*

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Branco: Elimina manchas da superfície

Massagem: Massagem revigorante

2 rotinas: Go Care e Max Care

