

PHILIPS



Escova de dentes
elétrica sónica

1100 Series

Tecnologia Sonicare

QuadPacer e SmarTimer

Design ergonómico esguio

14 dias de vida útil da bateria



HX3641/02

Adeus, escova de dentes manual. Olá, Sonicare.

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

A tecnologia Sonicare, aliada à ação de escovagem, elimina suavemente até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.

Designed around you

- Bateria com vida útil de 14 dias
- O design ergonómico torna a escova de dentes fácil de segurar e de utilizar

Optimize your brushing

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start para facilitar a transição

Protects your gums

- Escovagem segura e suave

Provides superior clean

- Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

1100 Series

Escova de dentes elétrica sônica

HX3641/02

Destaques

Tecnologia Sonicare avançada



As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Remove até 3x mais placa bacteriana*



Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

Escovagem segura e suave



A escova de dentes Sonicare proporciona-lhe uma limpeza profunda sem ser dura nos dentes e gengivas. As vibrações sônicas suaves mas potentes proporcionam uma limpeza excepcional, enquanto são suaves para os seus dentes e gengivas.

SmarTimer e QuadPacer



O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

Desenvolvida a pensar em si



O design fino, leve e ergonômico faz com que a escova de dentes seja fácil de segurar e de utilizar, para que possa obter uma limpeza fantástica sem qualquer esforço.

Carga da bateria de longa duração



A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

Easy-Start



O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

1100 Series

Escova de dentes elétrica sónica

HX3641/02

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: DC5V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias*****

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco cinzento

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Itens incluídos

Pega: Série 1100

Cabeças de escova: 1 C1 SimplyClean padrão

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 3 vezes mais placa bacteriana*

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

