




Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra – disp.
de limpeza interdentária

c/ 1 cabeça



HX8331/02

Gengivas mais saudáveis em 2 semanas, garantido*

Desenvolvido para utilizadores irregulares do fio dentário

Para quem não usa fio dentário regularmente, a AirFloss Ultra**** é a forma mais simples para limpar eficazmente entre os dentes. A AirFloss Ultra pode ser utilizada com elixir bucal ou água e está comprovado que é tão eficaz para a saúde das gengivas como a utilização de fio dentário.**

Improves oral health

- Clinicamente comprovado que é tão eficaz para a saúde das gengivas como a utilização de fio dentário**
- Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***
- Ajuda a evitar cáries entre os dentes

Superior technology

- Tecnologia de ar e micro-gotas
- Cabeça de alto desempenho
- Definições personalizáveis do jato triplo


The easiest way to effectively clean between teeth

- Demora apenas 60 segundos: apontar, premir, limpar!
- Confiança diária total de uma boca fresca e limpa
- Uma forma fácil para criar hábitos saudáveis

PHILIPS
sonicare

Destaques

Até 99,9% de remoção da placa bacteriana




A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.**

Tecnologia de micro-gotas




Os nossos resultados clinicamente comprovados são possíveis graças à nossa tecnologia exclusiva que combina ar e elixir bucal ou água para limpar de forma potente mas suave entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Comece a criar hábitos saudáveis com facilidade



A limpeza interproximal é muito importante para a saúde oral geral. A AirFloss Ultra oferece uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis.

Melhor saúde das gengivas



Está comprovado clinicamente que a Philips Sonicare AirFloss Ultra melhora a saúde das gengivas da mesma forma que a utilização do fio dentário.** Ajuda a melhorar a saúde das gengivas em apenas duas semanas.

Limpa em apenas 60 segundos



Com a AirFloss Ultra, a limpeza de toda a boca demora menos de 60 segundos por dia. Basta selecionar a sua frequência de jato (único, duplo ou triplo) e pode manter o botão de ativação premido para aplicação automática contínua de jatos ou premir e soltar para o modo de jatos manual.

Ajuda a evitar cáries



Através da eliminação suave da placa bacteriana não alcançada pela escovagem, a Philips Sonicare AirFloss Ultra ajuda a evitar a


formação de cáries nos espaços entre os dentes.

Cabeça de alto desempenho



A nova cabeça AirFloss Ultra de alto desempenho aumenta a potência da nossa tecnologia de ar e microgotas para ser mais eficaz e eficiente do que nunca.

Personalização do jato triplo



O spray potente da AirFloss Ultra pode ser personalizado segundo as suas preferências, com um jato único, duplo ou triplo de cada vez que prime o botão de ativação.

Fresco e limpo com elixir bucal



Encha o reservatório na pega com elixir bucal ou água e, em seguida, direcione e prima. Utilize com elixir bucal para a melhor experiência de frescura e para vantagens antimicrobianas.

Especificações

Potência

- Voltagem: Carregador multitenção

Especificações técnicas

- Pilha: Recarregável
- Tipo de pilha: Iões de lítio
- Tempo de carga: Carga completa em 24 horas

Design e acabamento

- Cor: Branco com detalhes rosa

Assistência

- Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

- Pega: Design ergonómico esguio
- Indicador de bateria: LEDs na pega indicam o nível de carga
- Acessório de escova: Encaixa e desencaixa facilmente
- Duração da carga da bateria: 1 a 3 semanas*****

Itens incluídos

- Carregador: 1
- Pega AirFloss Ultra: 1
- Cabeça AirFloss Ultra: 1

Desempenho de limpeza

- Performance: Remove até 99,9% da placa dentária**
- Benefícios para a saúde: Limpa toda a boca em 60 seg, Melhore a saúde das gengivas em 2 semanas*
- Resultados clinicamente comprovados: Tão eficaz como o uso do fio dentário, para melhorar a saúde das gengivas, para reduzir o sangramento gengival, para reduzir a placa bacteriana
- Definições personalizáveis: Jatos automáticos ou jatos manuais, Jato único/duplo/triplo***
- Para os melhores resultados: Substitua a cabeça a cada 6 meses



Data de publicação
2023-05-19

Versão: 1.0.1

EAN: 87 10103 71475 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* ou devolvemos o seu dinheiro

** quando utilizada em conjunto com uma escova de dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada; a AirFloss foi desenvolvida para ajudar utilizadores irregulares do fio dentário a criar uma rotina de limpeza interdental diária saudável. Consulte as perguntas e respostas no separador Assistência para obter mais detalhes.

*** Nas áreas tratadas; num estudo de laboratório, os resultados efetivos na boca podem variar.

**** A AirFloss Ultra e a AirFloss Pro são mesmo produto, mas podem ter nomes diferentes consoante o país e o canal.

***** Consoante a definição de jato utilizada