

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica com app

DiamondClean
Smart

Aconselhamento personalizado

Sensores inteligentes da cabeça

Reconhecimento inteligente da
cabeça

5 modos, 3 intensidades



HX9924/03



A nossa melhor escova de dentes para cuidados orais completos

Sinta-se confiante, com cobertura a 100%

A DiamondClean Smart é a nossa melhor escova de dentes para cuidados completos. Quatro cabeças de escova de alto desempenho permitem-lhe concentrar-se em todas as áreas da sua saúde oral, e a nossa tecnologia Smart Sensor proporciona-lhe feedback e orientação personalizados.

Proven to improve oral health

- Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda
- Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas
- Remova até 100% mais manchas** em apenas 3 dias
- Para um hálito fresco duradouro

Orientação personalizada na aplicação para uma escovagem perfeita

- Oferece orientações para a escovagem e indica quais as áreas por escovar
- Leva-o de volta aos locais onde não escovou para uma cobertura a 100%
- Comece a tratar melhor das áreas mais problemáticas
- Alerta-o quando está a escovar com demasiada força
- Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Optimize your brushing

- As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais
- Certifique-se de que aproveita ao máximo a cabeça da escova
- Escolha entre 5 modos e 3 definições de intensidade

Destques

Diga adeus à placa bacteriana



Encaixe a cabeça de escova C3 Premium Plaque Control para sentir a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com faces laterais macias, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior*** e remover até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar*.

Cuide das suas gengivas



Encaixe a cabeça de escova G3 Premium Gum Care para melhorar a saúde das suas gengivas. O seu tamanho menor e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma lavagem suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*

Dentes mais brancos, rápido



Encaixe a cabeça de escova W3 Premium White para remover as manchas de superfície e revelar o seu sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de

remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que remove até 100% mais manchas em apenas três dias.**

Escova para língua TongueCare+




Encaixe a cabeça de escova TongueCare+ para remover suavemente os odores que causam as bactérias dos poros da língua. As suas 240 micro cerdas especialmente desenvolvidas para penetrarem nas nervuras e nos sulcos da língua para removerem as bactérias e os resíduos que provocam o mau hálito. Combine com o nosso spray para língua antibacteriano BreathRx para uma limpeza de nível superior e um hálito extremamente fresco.

Nunca falhe um local



A aplicação Philips Sonicare permite-lhe saber se alcançou uma limpeza profunda e oferece-lhe orientações que ajudam a escovar os dentes de forma mais eficaz e consciente.


Função TouchUp



Se tiver falhado algum ponto enquanto escovava os dentes, a função TouchUp da nossa aplicação mostra-lhe esse ponto. Assim,

pode voltar para uma segunda passagem e ter a certeza de que a limpeza fica completa, sempre.

Áreas a ter em atenção e definição de objetivos



O seu dentista indicou-lhe algumas áreas a ter em atenção? Vamos destacá-las no mapa em 3D da sua boca da aplicação e lembrá-lo de que deve ter um cuidado especial com elas.

Demasiada pressão?



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova DiamondClean Smart nota. Se aplicar demasiada pressão, o anel de luz na extremidade da pega pisca. Trata-se de um lembrete simples para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função os ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

Especificações

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110–220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias*****

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Visor: Visor iluminado

Reconhecimento da cabeça da escova: Sincroniza-se com o modo ideal

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 escova para língua TongueCare+

Pega: 1 DiamondClean Smart

Estojo de viagem: Estojo de viagem para

carregamento por USB

Spray para língua antibacteriano: 2 oz
Carregador de copo: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais saudáveis****

Benefícios de branqueamento: Até 100% menos manchas*****

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: O anel acende-se a roxo, A pega vibra para alertar o utilizador

TouchUp: Garante 100% de cobertura

Ingredientes

Ingredientes do spray para língua: Água, propilenoglicol, Óleo de rícino hidrogenado PEG-40, Aroma, gluconato de zinco, Dimeticona PEG-12, Cloreto de cetilpiridínio, Eucalipto, óleo de citriodora, Timol, sacarina de sódio, Limoneno, CL42090

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Elevada, Média, Baixa

Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos molares

TongueCare+: Para um hálito fresco duradouro

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Emparelha-se com o modo Clean

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care: Emparelha-se com o modo Gum Health

Cabeça de escova W3 Premium White: Emparelha-se com o modo White+

Escova para língua TongueCare+: Emparelha-se com o modo TongueCare

Tecnologia de sensor inteligente

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Sensor de localização: Regista e melhora a cobertura

Sensor de escovagem: Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Mapa em 3D da boca: Destaca as áreas com problemas

TouchUp: Para regressar aos locais onde não escovou

Sensor de posição: Indica quais as áreas por escovar

