

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
sonique électrique

FlexCare

3 modes

3 têtes de brosse

HX6963/74



## Nettoyage avancé

Brosse à dents douce pour les dents et les gencives

Qui dit technologie innovatrice dit meilleurs résultats. Voici une façon sûre d'améliorer la santé buccodentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare qui s'adapte à vos besoins buccodentaires.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare\*
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

### Assure un nettoyage optimal

- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur


# Caractéristiques

## Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

## Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

## Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une

augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

## Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec FlexCare. Notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

## Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

## Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche Flexcare associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

## Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

# Spécifications

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Blanche

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 3 InterCare standard

Chargeur: 2

Manche: 2 FlexCare

Housse de voyage: 2

## Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Élimine 100 % de taches en plus

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Élimine les taches à la surface des dents

Massage: Massage revigorant

2 programmes quotidiens: Go Care et Max Care

