

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

FlexCare

3 modes

1 tête de brosse

HX6911/76



Nettoyage avancé

Brosse à dents douce pour les dents et les gencives

Qui dit technologie innovatrice dit meilleurs résultats. Voici une façon sûre d'améliorer la santé buccodentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare qui s'adapte à vos besoins buccodentaires.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux
- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur
- Trois modes de brossage pour un nettoyage optimal

Provides a better clean in between teeth

- Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Caractéristiques

Améliore la santé des gencives




Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Trois modes de brossage



Les trois modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode White pour éliminer les taches et un mode Massage pour stimuler les gencives.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

SmarTimer



Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Brossage sûr, tout en douceur



Le mouvement doux de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est sans danger pour les soins dentaires, comme les appareils orthodontiques, les implants et les facettes. Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

Technologie Sonique



Notre technologie sonore offre un nettoyage dynamique exclusif qui envoie le liquide entre les dents et le long du sillon gingival, pour un nettoyage approfondi tout en douceur.



Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Chargeur: 1

Housse de voyage: 1

Manches: 1 FlexCare

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Massage: Massage revigorant

2 programmes quotidiens: Go Care et Max Care

