

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

ProtectiveClean
5100

Zabudovaný senzor tlaku

3 režimy

1 x funkcia BrushSync

Cestovné puzdro



HX6856/17



Zdravšie ďasná, jemné čistenie.

Zlepšuje zdravotný stav ďasien až o 100 % v porovnaní
s manuálnou kefkou

Pocíťte ten rozdiel! Jemné čistenie s naším tlakovým senzorom a zlepšenie zdravia
ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Proven to improve oral health

- Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravených zuboch

Navrhnuté pre vás

- Podpora dôkladného čistenia
- Zjednodušuje cestovanie

Innovative technology

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami

Optimize your brushing

- Vyberte si z troch režimov

Hlavné prvky

Zlepšuje zdravotný stav ďasien



Husté a vysokokvalitné vlákna poskytujú výnimočne jemné čistenie a slúžia na zlepšenie zdravia ďasien odstraňovaním povlaku pozdĺž línie ďasien, ktoré je až o 100 % účinnejšie než pri čistení manuálnou zubnou kefkou. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

Bezpečná a jemná



Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Jediná spoľahlivá sonická technológia



Pokročilá sonická technológia zubných kefiék radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Monitorujte svoj tlak pri čistení



Príliš silné čistenie zubov môže poškodiť zuby a ďasná. Aby ste tomu zabránili, kefka Philips Sonicare ProtectiveClean vydáva jemný pulzujúci zvuk, ktorý vás upozorní, aby ste zmiernili tlak.

Technológia BrushSync




Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebojú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

Praktické časovače



Hľadáte elektrickú zubnú kefkou s časovačom? Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

Praktické cestovné puzdro a nabíjačka



Prvotriedne cestovné puzdro vám umožní uskladniť zubnú kefkou hygienicky a kompaktný nabíjací podstavec vám dodá energiu na cestách. Už na jedno plné nabitie budete môcť zubnú kefkou používať pravidelne dva týždne a nabíjačka zaisťuje komfort aj na dlhších cestách.

Tri režimy



Táto zubná kefka vám umožňuje prispôbiť si čistenie podľa vlastných potrieb vďaka ponuke troch režimov. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Pastelová ružová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 2 kefkové nástavce G2

Optimal Gum Care

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Technológia inteligentných senzorov

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

