

Philips Sonicare  
elektrická sonická zubná  
kefka pre začiatočníkov

**1 režim**

2 kefkové nástavce  
1 cestovné puzdro



**HX6212/89**



## Belšie a čistejšie zuby pre žiarivejší úsmev

Zubná kefka Sonicare pre začiatočníkov dôkladnejšie vyčistí zuby, ktoré budú belšie, dych sviežejší a sebavedomie nespútané

### **Proven to improve oral health**

- Technológia Philips Sonicare pomáha rozjasniť váš úsmev
- Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

### **Designed around you**

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže vypracovať si režim Philips Sonicare
- Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia

### **Provides a superior clean**

- So zahnutým krkom na čistenie na ťažko dostupných miestach
- Odstráňte až 7 x viac povlaku vďaka kefkovému nástavcu InterCare\*
- Výnimočné čistenie medzizubného priestoru a strojčeka

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Hlavné prvky

### Odstráňte až 7 x viac povlaku



Nasadte kefkový nástavec InterCare a vylepšite stav ďasien už za dva týždne. Výnimočne dlhé vlákna pomáhajú odstrániť viac povlaku z ťažko dostupných miest a medzi zubami a prispievajú tak k zdravým ďasnám.

### Poskytuje dokonalé čistenie



Hlavica zubnej kefky Philips Sonicare InterCare s výnimočne dlhými štetinami je navrhnutá na dokonalé čistenie priestoru medzi zubami a strojčeka.

### Technológia Philips Sonicare



Silné sonické vibrácie premenia vašu zubnú pastu na bubliny bojujúce s povlakom a zažerú


ich hlboko medzi vaše zuby a pozdĺž vašich ďasien. Vaše zuby zároveň okúsia 31 000 jemných a zároveň účinných sterov. Len v 2 minútach získate mesačnú dávku ručného čistenia zubov.

### Dostaňte sa do problémových miest



Jedinečný tvar rúčky kefky 2. generácie v kombinácii s našimi kefkovými nástavcami znamená, že čisteniu neuniknú ani ťažko dostupné miesta, ako sú zadné zuby.

### Zvyknite si na nový režim čistenia




Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Náš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefky.

### Šetrné každodenné bielenie



Získajte prirodzene belšie zuby vďaka našej jedinečnej sonickej technológii. Tento kefkový nástavec pomáha odstraňovať každodenné škvrny od jedla a nápojov, takže váš úsmev sa šetrne rozjasní každým čistením.

### QuadPacer a Smartimer



Na dôsledné vyčistenie zubov sú potrebné 2 minúty. Náš QuadPacer vám dá vedieť, kedy ste strávili optimálny čas na každej časti vašich úst, zatiaľ čo Smartimer oznámi, kedy uplynul celkový čas. Spolu vám pomáhajú dosiahnuť odporúčaný čas pri každom čistení.

# Technické údaje

## OHC-CHA\_000020

- Farba: Čierna

## Príkon

- Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

- Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne
- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: NiMH

## Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie
- Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s

- jednoduchým nadsadením
- Čas čistenia: Až 2 týždne

## Pribalené príslušenstvo

- Cestovné puzdro: 1
- Kefkové nástavce: 1 ks ProResults plaque control, 1 kefkový nástavec InterCare, štandardná veľkosť
- Telo: 1 rukoväť Philips Sonicare for Teens
- Nabíjacia jednotka: 1

## Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu
- Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
- Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku\*
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer

## Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu



Dátum vydania  
2021-11-26

Verzia: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou