

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandbørste

FlexCare+

5 indstillinger

1 børstehoved

HX6921/06



Den bedste tandbørstning mellem tænderne

Tandbørste til skånsom tandbørstning af tænder og tandkød

Med kombinationen af sonisk teknologi og 5 børstefunktioner er den elektriske FlexCare+ tandbørste den perfekte løsning til komplet tandkødspleje. Nu kan du få sundere tandkød efter bare 2 ugers brug.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Klinisk bevist sikker og skånsom
- Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi
- Giver sundere tandkød på blot to uger

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning
- 2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Provides a superior clean

- Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne
- Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder
- Designet til at nå længere ind og køre i længere tid

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare
- Fem forskellige indstillinger, der sikrer en bedre rensningsoplevelse


Vigtigste nyheder

Nå længere ind, og kør i længere tid




Dette Philips InterCare tandbørstehoved har ekstra lange, særligt tætsiddende børstehår, der kan nå den plak, der sidder skjult dybt inde mellem tænderne og andre vanskeligt tilgængelige områder.

Giver sundt tandkød



Denne Philips Sonicare elektriske tandbørste giver optimal rengøring langs tandlinjen og forbedrer tandkødets sundhed på bare to uger. Op til 6 gange bedre fjernelse af plak end en almindelig tandbørste ved tandlinjen.

Fem forskellige rensningsindstillinger



De fem indstillinger omfatter en rensningsindstilling, der sikrer enestående rensning på to minutter. En indstilling til følsomt tandkød giver nænsom men grundig rensning af tandkødet. En genopfriskningsindstilling, der er perfekt til de hurtige tandbørstninger i løbet af dagen.

En massageindstilling, der stimulerer tandkødet, samt en tandkødsindstilling, som forbedrer tandkødets helbred.

Naturligt hvidere tænder



Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Sikker og skånsom



Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler), og den er også sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.

Sonisk teknologi



Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehovedhals




Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Smarttimer



2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler.

Easy-start-program



Øg langsomt styrken i løbet af de første 14 ganges brug for at vænne dig til brugen af den elektriske Philips Sonicare-tandbørste.



Specifikationer

Design og finish

Farve: Cooper frost

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Batteritype: Litiumion

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Display: Oplyst display

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Børstetid: Op til 3 uger**

Medfølgende dele

Børstehoveder: 1 InterCare standard

Håndtag: 1 FlexCare+

Oplader: 1

Rejseetui: 1

Rensydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at sikre sundt tandkød

Performance: Fjerner op til 6 gange mere plak*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Hvidere tænder: Hjælper dig med at fjerne misfarvninger på en naturlig måde

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Massage: Forfriskende massage

Refresh: 1-min. tilstand til hurtig rensning

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

