

PHILIPS

sonicare



Sonická zubná kefka s 1 režimom
a cestovným puzdrom

4300

Zabudovaný senzor tlaku

1 režim čistenia

1 x funkcia BrushSync



HX6806/03

Zlatý stred

Odstráňte až 7-krát viac plaku než manuálna zubná kefka

Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. „Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. *na základe GfK dát z roku 2023

Proven to improve oral health

- Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Navrhnuté pre vás

- Skvelý spôsob, ako si zvyknúť na novú zubnú kefku
- Podpora dôkladného čistenia
- Zjednodušuje cestovanie

Innovative technology

- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby

Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom



Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

Bezpečná a jemná



Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Jediná spoľahlivá sonická technológia



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Príliš veľa tlaku?




Vy si nemusíte všimnúť, že pri čistení príliš tlačíte, ale vaša elektrická zubná kefka so snímačom tlaku si to všimne. Ak začnete príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím vám pripomenie, že by ste mali tlačiť jemnejšie.

Technológia BrushSync




Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

Program jednoduchého začiatku Easy-start



Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Náš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefky.

Praktické časovače



Naše počítadlo QuadPacer zaistí, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

Praktické cestovné puzdro a nabíjačka

Prvotriedne cestovné puzdro vám umožní uskladniť zubnú kefku hygienicky a kompaktný nabíjací podstavec vám dodá energiu na cestách. Už na jedno plné nabitie budete môcť zubnú kefku používať pravidelne dva týždne a nabíjačka zaistí komfort aj na dlhších cestách.

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebojú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Pastelová ružová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

Príbalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec C2

Optimal Plaque Defense

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Charakteristika: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

2 stupne intenzity: Nízka, Vysoká

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

