

PHILIPS

sonicare

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

DiamondClean Smart

Osobné rady

Inteligentné senzory hlavice kefky

Inteligentné rozpoznávanie hlavice

5 režimov, 3 stupne intenzity



HX9924/27



Kompletný systém pre zdravšie zuby a ďasná

Zubná kefka s technológiou inteligentných senzorov

Maximálna čistota vďaka kefke DiamondClean Smart. Vďaka vždy aktuálnym informáciám a osobným radám priamo pre vás už viac nemusíte hádať. Vaše zuby a ďasná budú dokonale vyčistené, zdravšie a belšie, váš dych bude sviežejší. Nie je to len tak obyčajná zubná kefka – je to komplexné riešenie starostlivosti o ústnu dutinu.

Proven to improve oral health

- Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie
- Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne
- Odstráňte až o 100 % viac povrchových škvrín už za 3 dni*
- Užívajte si dlhotrvajúci svieži dych

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Nasmeruje vás na očistenie a zvýrazní vynechané miesta
- Vráti vás späť na všetky vynechané miesta, aby ste dosiahli 100 % vyčistenie zubov
- Začnite sa lepšie starať o svoje problémové oblasti
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Navádza k nižšej intenzite drhnutia

Optimize your brushing

- Jednoduché a štýlové nabíjanie – doma aj na cestách
- Kefkové nástavce s automatickou voľbou optimálnych nastavení
- Vyberte si spomedzi 5 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom



Nasadte kefkový nástavec Premium Plaque Defense C3 na redukciu povlaku a zažite to najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka mäkkým a ohybným bokom kefkovej hlavy vlákna opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha*** a odstraňuje až 10-násobne viac povlaku z ťažko dostupných miest*.

Starostlivosť pre vaše ďasná



Nasadte kefkový nástavec Premium Gum Care G3 a zlepšite stav vašich ďasien. Tento nástavec je menší a vlákna cielené na líniu ďasien jemne ale účinne čistia priestor pozdĺž línie ďasien, presne v miestach, kde začínajú ochorenia ďasien. Je klinicky dokázané, že pomáha znižovať zápal ďasien až o 100 %* a ďasná budú až 7x zdravšie len za dva týždne.*

Belšie zuby – rýchlo



Nasadte kefkový nástavec Premium White W3, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte svoj najlepší úsmev. Je klinicky


dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie povrchových škvŕn odstráni až o 100 % viac škvŕn len za tri dni.**

Kefka na jazyk TongueCare+




Nasadte kefkový nástavec na čistenie jazyka TongueCare+ a jemne odstráňte zápach spôsobený baktériami z pórov jazyka. Jeho 240 špeciálne navrhnutých mikrovláken sa dostane do všetkých rýh a drážok na jazyku a odstráni baktérie a nečistoty, ktoré spôsobujú zlý dych. Spojením s našim antibakteriálnym sprejom na jazyk BreathRx dosiahnete výnimočné vyčistenie a supersvieži dych.

Zameranie na oblasti a nastavenie cieľov



Poukázal váš zubár na niektoré problémové oblasti? Zdôrazníme ich na vašej 3D mape úst v aplikácii, ktorá vám pripomenie, aby ste týmto oblastiam venovali dodatočnú pozornosť.

Nikdy nevynechá žiadne miesto




Aplikácia Philips Sonicare vás upozorní, keď dosiahnete dôkladné vyčistenie a naučí vás, ako lepšie a starostlivejšie používať zubnú kefku.

Na jednoduchosť záleží



Pri používaní elektrickej kefkovej hlavy nechávate všetku prácu na ňu. Do rúčky sme zabudovali snímač drhnutia, ktorý vás upozorní, aby ste znížili intenzitu pohybov. Zlepšíte tým svoju techniku čistenia a získate jemnejšie a účinnejšie vyčistenie zubov.

Párovanie režimov BrushSync



Váhate, ktorý režim a intenzitu zvoliť? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej kefke DiamondClean Smart, ktorý práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie jemnej ale účinnej starostlivosti o vaše ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní*****

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Ružová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3. generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom iOS7 alebo novším

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Displej: Podsvietený displej

Rozpoznávanie kefkových nástavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 DiamondClean Smart

Cestovné puzdro: Cestovné puzdro s nabíjaním cez USB

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Premium Plaque Defense C3, 1 kefkový nástavec Premium Gum Care G3, 1 kefkový nástavec Premium White W3, 1 kefka na jazyk TongueCare+
Nabíjací pohár: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Až 7-krát zdravšie dasná****

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*

Prínosy pre bielenie zubov: Až o 100 % menej škvrín*****

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Spätná väzba na použitý tlak: Kruh sa rozsvieti fialovou farbou, Rukoväť vibruje, aby upozornila používateľa

TouchUp: Zaručuje 100 % pokrytie

Režimy

3 stupne intenzity: Vysoká, Stredná, Nízka

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

Gum Health: Špeciálna starostlivosť o stoličky

TongueCare+: Pre dlhotrvajúci čistý dych

White+: Odstraňuje povrchové škvrny

Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec Premium Plaque Defense

C3: Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Health

Kefkový nástavec W3 Premium White:

Párovanie s režimom White+

Kefka na jazyk TongueCare+: Párovanie s režimom TongueCare

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Lokalizačný snímač: Sleduje a zlepšuje pokrytie

Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite drhnutia

3D mapa úst: Zdôrazňuje problémové miesta

TouchUp: Venuje pozornosť vynechaným miestam

Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.



* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* * v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou a kvalitnou bieliacou zubnou pastou

* * v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

* *** v režime Gum Health v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou po 2 týždňoch

* **** po 3 dňoch používania v režime White+ v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* **** pri dvoch dvojmínútových čisteniach denne, v bežnom režime