

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandbørste

For Kids

2 indstillinger

2 børstehoveder



HX6311/02



Opmuntrer til sund børstning på egen hånd Elektrisk tandbørste til børn

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste HX6311/02 passer til smil i voksenalderen

Provides a superior clean

- Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Børst og beskyt børnenes smil

- Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

Designet til at udvikle bedre børstevaner

- Alderssvarende børstehoveder, der beskytter børns tænder
- Formen gør, at den ikke ruller
- Forskellige grebformninger til forældre og børn
- To børnevenlige styrkeindstillinger, der leverer nænsom, effektiv rensning
- Underholdende, udskiftelige paneler, der gør det muligt at brugertilpasse produktet
- KidPacer afspiller sjov og engagerende musik
- KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

Vigtigste nyheder

Sonisk teknologi



Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Gummibelagt børstehoved



Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

KidTimer




Forøger langsomt børstetiden over 90 dage indtil tandlægenes anbefalede tid på 2 minutter

Styrkeindstillinger




To børnevenlige styrkeindstillinger, der tilpasses forskellige aldersgrupper og leverer nænsom rengøring, der er ideel til forskellige aldre. Produktet indeholder en lav styrkeindstilling til børn i alderen 4-7 år samt en indstilling til børn, der er 7 år og derover

Alderssvarende børstehoveder



Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste har to børstehovedstørrelser, der er specielt designet til at rengøre forsigtigt og beskytte tænderne på vigtige udviklingsstadier

KidPacer



KidPacer får børn til at børste hele munden effektivt i de to minutter, som tandlægen anbefaler

Udskiftelige paneler



Lader børn tilpasse deres tandbørste

Formen gør, at den ikke ruller



Robust design, der lader børn opbevare tandbørsten i stående position samt påføre tandpasta, mens tandbørsten ligger ned.

Flere mulige greb



Ergonomisk designet til at lade forældre og børn børste sammen eller hver for sig

Specifikationer

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Rød med 3 udskiftelige paneler

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Display: Oplyst display

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design, Gummigreb til nem håndtering

Børstetid: Op til 3 uger**

Medfølgende dele

Håndtag: 1 Sonicare For Kids

Børstehoveder: 1 Sonicare For Kids standard, 1 Sonicare For Kids kompakt

Oplader: 1

Rensydelse

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Performance: 75 % mere effektiv*

Sundhedsmæssige fordele: For sunde vaner med mundhygiejnen

Timer: KidTimer og Quadpacer

Indstillinger

Styrkeindstillinger: 2

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

