

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

HealthyWhite+

2 režimy

6 prispôsobiteľných nastavení

1 kefkový nástavec



HX8922/37



Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn len za 1 týždeň*

*v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Bezpečne si každý deň skrášlite svoj úsmev bez toho, aby ste sa museli zrieknuť milovaného jedla a nápojov, ktoré zanechávajú škvŕny! Nabíjateľná bieliaca zubná kefka Philips Sonicare dokázateľne odstraňuje až o 100 % viac škvŕn a zanecháva belšie zuby už za 1 týždeň*.

Proven to improve oral health

- Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*
- Zdravšie ďasná už za 2 týždne*
- Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
- Bezpečné a jemné pre potreby zdravia vašich úst

Navrhnuté pre vás

- Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia

Poskytuje dokonalé čistenie

- Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

Optimize your brushing

- Vyberte si spomedzi 2 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom




Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.

Až 2-krát belšie zuby



Nasadte náš kefkový nástavec DiamondClean a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové vlákna na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol váš úsmev dvakrát belší už za 7 dní.*


2 režimy, 3 stupne intenzity



Zubná kefka HealthyWhite+ vám umožní prispôsobiť čistenie presne podľa vašich požiadaviek. Zlepšite účinok čistenia

prostredníctvom 3 nastavení intenzity v kombinácii s 2 režimami, vďaka čomu táto kefka splní vaše potreby, čo sa týka bielenia a čistenia. Vyberte si režim Clean – na výnimočne účinné odstránenie zubného povlaku za 2 minúty, alebo režim White – určený na odstraňovanie povrchových škvŕn spôsobených napríklad kávou alebo čajom a vybielenie zubov až o 2 odtiene iba za 2 týždne.

Starajte sa o svoje dasná



Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou nástavca DiamondClean budú vaše dasná zdravšie už po 2 týždňoch*. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž dasien než pri použití manuálnej zubnej kefy* a získate ten najzdravší úsmev.

Čistíte si zuby sebaisto



Nezáleží na vašich konkrétnych potrebách, s nástavcom HealthyWhite+ si môžete byť istí bezpečným čistením. Naša sonická technológia je vhodná na použitie na strojček,

plomby, korunky a zubné obklady, dokonca ju možno použiť pri každodennej liečbe ochorení ďasien.

QuadPacer a Smartimer



Na dôsledné vyčistenie zubov sú potrebné 2 minúty. Naš QuadPacer vám dá vedieť, kedy ste strávili optimálny čas na každej časti vašich úst, zatiaľ čo Smartimer oznámi, kedy uplynul celkový čas. Spolu vám pomáhajú dosiahnuť odporúčaný čas pri každom čistení.

Technológia Philips Sonicare



Silné sonické vibrácie premenia vašu zubnú pastu na bubliny bojujúce s povlakom a zaženú ich hlboko medzi vaše zuby a pozdĺž vašich dasien. Vaše zuby zároveň okúsia 31 000 jemných a zároveň účinných sterov. Len v 2 minútach získate mesačnú dávku ručného čistenia zubov.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 3 týždne**

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Mrazivá biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Príbalené príslušenstvo

Telo: 1 EasyClean, 1 HealthyWhite+

Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť, 1 ks ProResults plaque control

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až o 100 % viac povlaku

Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až o 2 odtiene za 2 týždne

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

