

# PHILIPS

## sonicare

Elektrická sonická  
zubná kefka

ProtectiveClean  
4300

Zabudovaný senzor tlaku

1 režim čistenia

1 x funkcia BrushSync



HX6804/04



## Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

Odstráňte až 7-krát viac plaku než manuálna zubná kefka

Pocíťte ten rozdiel! Jemné čistenie naším tlakovým senzorom a súčasné odstraňovanie až 7x viac plaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

### Proven to improve oral health

- Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravených zuboch

### Navrhnuté pre vás

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže vypracovať si režim Philips Sonicare
- Podpora dôkladného čistenia
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov

### Innovative technology

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami

# Hlavné prvky

## Rozlúčte sa s povlakom



Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

## Bezpečná a jemná



Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

## Jediná spoľahlivá sonická technológia



Pokročilá sonická technológia zubných kefiék radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

## Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebnú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

## Monitorujte svoj tlak pri čistení



Príliš silné čistenie zubov môže poškodiť zuby a ďasná. Aby ste tomu zabránili, kefka Philips Sonicare ProtectiveClean vydáva jemný pulzujúci zvuk, ktorý vás upozorní, aby ste zmiernili tlak.

## Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým


nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

## Zvyknite si na nový režim čistenia



Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Naš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefky.

## Praktické časovače



Hľadáte elektrickú zubnú kefku s časovačom? Naše počítadlo QuadPacer zaistí, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Tmavá purpurová

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

## Príbalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec C2  
Optimal Plaque Defense

Nabíjacia jednotka: 1

## Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Charakteristika: Odstráni až 7 x viac povlaku\*

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

2 stupne intenzity: Nízka, Vysoká

## Technológia inteligentných senzorov

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

