

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

ProtectiveClean
4500

Zabudovaný senzor tlaku

2 režimy čistenia

1 x funkcia BrushSync



HX6888/89



Zdravšie ďasná, jemné čistenie.

Zlepšuje zdravotný stav ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou kefkou.

Pocíťte rozdiel jemného čistenia s naším tlakovým senzorom a posilnite zdravie svojich ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Navrhnuté pre vás

- Podpora dôkladného čistenia

Innovative technology

- Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie
- Využite kefkový nástavec naplno
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
- Zdravšie ďasná už za 2 týždne
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Improves patients' oral health

- Plomby, korunky alebo citlivé oblasti? Nemusíte sa ničoho obávať.

Optimize your brushing

- Režimy čistenia a starostlivosti Clean a Gum Care

Designed around your patient

- Skvelý spôsob, ako si zvyknúť na novú zubnú kefkou


Hlavné prvky

Zlepšuje zdravotný stav ďasien



Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia s povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmierňuje krvácanie a zápal ďasien už za 2 týždne.

Režimy čistenia a starostlivosti Clean a Gum Care



Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku alebo na starostlivosť o trvalé zdravie ďasien, táto kefka má pre vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim Gum Care pridáva ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.

Bezpečná a jemná




Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiček radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Príliš veľa tlaku?



Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.

Technológia BrushSync




Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

Inteligentné pripomenky na výmenu




Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebojú. Postarali sme sa aj o tento problém: naša inteligentná technológia rozpoznávania stavu kefky sleduje, ako dlho používate kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

Praktické časovače



Hľadáte elektrickú zubnú kefku s časovačom? Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

Program jednoduchého začiatku Easy-start



Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Naš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefky.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela a stredne modrá

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Príbalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 1 kompaktný kefkový nástavec ic InterCare

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukovät zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Technológia inteligentných senzorov

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

