

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

HealthyWhite

3 režimy

1 kefkový nástavec

HX6721/35



Belšie a zdravšie zuby

Dokonalá zubná kefka pre belšie zuby

Všetci milujú biely a žiarivý úsmev. Nechajte vyniknúť prirodzenú bielosť vašich zubov. Bolo preukázané, že pri pravidelnom používaní režimu Clean & White dokáže elektrická zubná kefka Sonicare HealthyWhite odstrániť už v priebehu dvoch týždňov každodenný zubný povlak.

Proven to improve oral health

- Klinicky dokázaná bezpečnosť a jemnosť
- Prirodzene belšie zuby s unikátnou sonickou technológiou

Guides you to follow dental recommendations

- Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia
- Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Poskytuje dokonalé čistenie

- Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov
- Ohnuté hrdlo kefkového nástavca zabezpečí lepšiu dostupnosť zadných zubov

Offers a customized brushing experience

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže zvyknúť si na kefku Sonicare
- Režim čistenia a bielenia Clean and White: dokázateľne odstraňuje povlak
- Režim čistenia Clean: štandardný 2-minútový režim
- Režim Sensitive pre citlivé zuby: jemné čistenie zubov a dasien

Hlavné prvky

Prirodzene belšie zuby




Dynamické čistenie tejto zubnej kefky a priamy širší kontakt s každým zubom dokáže odstrániť každodenný povlak a pomáha udržať zuby prirodzene biele.

Režim čistenia Clean


Pre výnimočnú každodennú čistotu. Pomáha zachovať bieliace procedúry.

Jemné čistenie zubov a ďasien




Zubná kefka Philips Sonicare s režimom Sensitive pre citlivé zuby: jemné, no dôkladné vyčistenie aj pre citlivé ďasná

Režim čistenia a bielenia Clean and White



2 minúty režimu Clean plus 30 sekúnd režimu White s dôrazom na viditeľné predné zuby vám zaručí odstránenie každodenného povlaku z kávy, čaju, tabaku alebo červeného vína. Už za 2 týždne budú vaše zuby o 2 odtiene belšie.*

Quadpacer



30-sekundové počítadlo intervalov signalizuje dokončenie čistenia jednej štvrtiny ústnej dutiny a oznámi vám, že máte pokračovať v inej štvrtine, čím zaisťujú rovnomerné čistenie celej ústnej dutiny

Sonická technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej kefky Philips Sonicare jemne a efektívne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.

Ohnuté hrdlo kefkového nástavca



Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej kefky vám umožní ľahšie sa dostať k zadným zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných miestach.

SmarTimer




Dvojminútový časovač, ktorým je táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia odporúčaný zubnými odborníkmi

Bezpečná a jemná



Vaša kefka Sonicare je jemná elektrická kefka na zubné strojčeky (kefkové nástavce sa opotrebovávajú pri strojčekoch rýchlejšie) a možno ju bezpečne použiť na opravy chrupu (plomby, korunky, zubné obklady) a periodontálne vačky.

Program jednoduchého začiatku Easy-start



Jemne zvyšuje výkon počas prvých 14 použití, aby vám pomohol zvyknúť si na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare



Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 3 týždne**

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Levanduľová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Príbalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť

Cestovné puzdro: 1

Telá: 1 HealthyWhite

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha zlepšiť zdravotný stav ďasien

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefy za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 90 % škvŕn*

Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až o 2 odtiene

Časovač: Quadpacer a Smartimer

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien

Čistenie a bielenie: 2-minútové čistenie + 30-sekundové bielenie

