

# PHILIPS

## sonicare

Elektrická sonická  
zubná kefka

ProtectiveClean  
4300

Zabudovaný senzor tlaku

1 režim čistenia

1 x funkcia BrushSync



HX6888/98



## Zdravšie ďasná, jemné čistenie.

Zlepšuje zdravotný stav ďasien až o 100 % v porovnaní  
s manuálnou kefkou

Pocíťte ten rozdiel! Jemné čistenie s naším tlakovým senzorom a zlepšenie zdravia  
ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

### Proven to improve oral health

- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

### Innovative technology

- Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie
- Využite kefkový nástavec naplno
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami

### Improves patients' oral health

- Zlepšuje stav ďasien až o 100 %\*
- Plomby, korunky alebo citlivé oblasti? Nemusíte sa ničoho obávať.

### Designed around your patient

- Skvelý spôsob, ako si zvyknúť na novú zubnú kefkou
- Podpora dôkladného čistenia

# Hlavné prvky

## Zlepšuje zdravotný stav ďasien



Husté a vysokokvalitné vlákna poskytujú výnimočne jemné čistenie a slúžia na zlepšenie zdravia ďasien odstraňovaním povlaku pozdĺž línie ďasien, ktoré je až o 100 % účinnejšie než pri čistení manuálnou zubnou kefkou. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

## Príliš veľa tlaku?



Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.

## Bezpečná a jemná




Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

## Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

## Inteligentné pripomienky na výmenu



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebojú. Postarali sme sa aj o tento problém: naša inteligentná technológia rozpoznávania stavu kefkovej hlavy sleduje, ako dlho používate kefkovú hlavu a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

## Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým


nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

## Praktické časovače



Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní pri čistení zubov na odporúčané dve minúty.

## Program jednoduchého začiatku Easy-start



Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Naš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefkovej hlavy.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Stredne modrá

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

**Kompatibilita rúčky:** Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

**Čas čistenia:** Až 2 týždne

**Pripomenutie výmeny:** Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomenky

## Pribalené príslušenstvo

**Kefkové nástavce:** 1 kefkový nástavec Premium Gum Care G3, 1 kefkový nástavec InterCare, štandardná veľkosť, 1 kompaktný kefkový nástavec W2c Optimal White

**Telo:** 1 ProtectiveClean

**Nabíjacia jednotka:** 1

## Výsledky čistenia

**Prínosy pre zdravie:** Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

**Frekvencia:** Až 62 000 pohybov kefy za minútu

**Časovač:** Quadpacer a SmarTimer

**Spätná väzba na použitý tlak:** Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

**Clean:** Pre výnimočnú každodennú čistotu

## Technológia inteligentných senzorov

**Senzor tlaku:** Upozornenie pri príliš silnom čistení

**Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:** Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

