

# PHILIPS

## sonicare

Atkārtoti uzlādējama  
zobu birste

FlexCare Platinum

3 režīmi, 3 intens. pakāpes

2 zobu birstes uzgaļi

Ar spiediena sensoru

Zobu birstes uzgaļa UV hig. līdz.

HX9182/10



## Izcili tīras zobstarpas

Likvidē līdz 7x vairāk aplikuma starp zobiem\*

Ar deviņām unikālām tīršanas opcijām, intuitīvu spiediena sensoru un mūsdienīgu birstes uzgaļa tehnoloģiju Philips Sonicare FlexCare Platinum pārspēj tradicionālas tīršanas rezultātus, lai nodrošinātu nepārspējamu aplikuma likvidēšanu un uzlabotu smaganu veselību.

### Helps you meet recommended brushing guidelines

- Brīdina, ja izdarāt pārāk lielu spiedienu uz zobiem
- Taimeris, kas palīdz veicināt rūpīgu tīršanu

### Offers a customized brushing experience

- Pielāgojiet režīmu un intensitāti

### Provides an exceptional clean for teeth and gums

- Patentēta Sonic tehnoloģija labākai mutes veselībai
- Likvidē līdz 7x vairāk aplikuma starp zobiem
- Klīniski pierādīts, ka uzlabo smaganu veselību divās nedēļās
- Jaunais InterCare birstes uzgaļis nodrošina uzlabotu starpzobu tīršanu

### Fits your lifestyle

- Ilgs bateriju darbības laiks un ceļojumu futrālis
- Parocīgs ceļojumu futrālis un lādētājs

## Izceltie produkti

### Kopā 9 zobu tīrīšanas veidi



FlexCare Platinum sniedz iespēju izvēlēties no trīs tīrīšanas režīmiem - tīrīšanas (Clean), balināšanas (White) vai smaganu kopšanas (Gum Care) - un trīs intensitātes iestatījumiem - zema, vidēja vai augsta -, lai perfekti pielāgotos jūsu zobu tīrīšanas paradumiem.

### Uzlabo smaganu veselību divās nedēļās



Ar īpašu Gum Care režīmu koncentrētai tīrīšanai, lai palīdzētu samazināt smaganu asiņošanu un iekaisumu, klīniski pierādīts, ka FlexCare Platinum uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

### InterCare birstes uzgaļa tehnoloģija



Ar īpaši gariem sariem, lai iesniegtos dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, mūsu jaunajā InterCare zobu birstes uzgalī ietverta mūsdienīga tīrīšanas tehnoloģija, lai notīrītu aplikumu un nopolētu zobus, kā arī sari ar indikatoru, kas maina krāsu no zilās uz baltu, ja pienācis laiks mainīt birstes uzgali.

### Sonic tehnoloģija




Atšķirībā no tradicionālas elektriskās vai parastās zobu birstes Sonicare ir ietverta patentēta Sonic tehnoloģija. Sonicare unikālā dinamiskā tīrīšanas darbība virza šķidrumu starp zobiem, saudzīgi un efektīvi notīrot aplikumu starp zobiem un gar smaganu līniju.

### Sniedzas dziļāk starp zobiem



FlexCare Platinum iesniedzas dziļāk starp zobiem, lai nodrošinātu labāku aplikuma notīrīšanu. Klīniski pierādīts, ka tā likvidē 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

### Intuitīvs spiediena sensors



FlexCare Platinum iekļauts unikāls intuitīvs spiediena sensors, lai palīdzētu novērst agresīvu zobu tīrīšanu. Rokturis viegli vibrē, informējot jūs, ka izdarāt pārāk lielu spiedienu.

### Paredzēts jūsu dzīvesstilam



Mūsu izcilais ceļojumu futrālis nodrošina higiēnisku zobu birstes glabāšanu, savukārt ar kompakto ceļojumiem paredzēto lādētāju ierīce ceļojuma laikā vienmēr ir uzlādēta. Vienu reizi pilnībā uzlādējot ierīci, to var regulāri lietot divas nedēļas, tāpēc arī, esot ceļā, jums nav jāatsakās no patīkamas svaiguma sajūtas.

### Quadpacer un SmartTimer



FlexCare Platinum ir aprīkota ar diviem taimeriem, kas palīdz nodrošināt rūpīgu tīrīšanu. Quadpacer intervāla taimeris norāda, kad pienācis laiks pāriet uz citu mutes sektoru, bet SmartTimer palīdz iekļauties zobārstu ieteiktajās divās tīrīšanas minūtēs.

### Ceļojumu futrālis un lādētājs



Varat ērti paņemt FlexCare Platinum līdzi, izmantojot parocīgu ceļojumu futrāli un kompakto ceļojumu lādētāju.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

## Tehnikā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3 nedēļām\*\*

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Balta, metālisks priekšējais panelis

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām\*\*

## Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 InterCare standarts, 1 InterCare kompakts

Rokturi: 1 FlexCare Platinum

Ceļojumu futrālis: 1

Lādētājs: 1

UV dezinfekcijas līdzeklis

## Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma\*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Spiediena sensors: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Balinošās īpašības: Palīdz dabiski notīrīt plankumus

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

## Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Balta: Notīra aplikumu

